

# CONDOR

A HENRY SCHEIN® COMPANY



## HENRY SCHEIN PRODUCTS

**Nouveaux produits à l'intérieur !**  
Mit neuen Produkten !

**HENRY SCHEIN®**

[www.condordental.ch](http://www.condordental.ch)

Prix hors TVA, hors actions et redevance légale COV / Preise ohne Mehrwertsteuer, ohne Sonderangebote und gesetzliche VOC-Abgabe.





# CONDOR

A  HENRY SCHEIN® COMPANY

En choisissant la qualité sur le long-terme, vous pouvez développer votre pratique à un niveau supérieur. Soyez plus performant, choisissez plus intelligemment. Atteignez un niveau qui fonctionne mieux pour vous, pour vos collègues et surtout, pour vos patients. Henry Schein vous aide à atteindre cet objectif en vous offrant une qualité supérieure des produits et des services qui sont, nous sommes fiers de le dire, conformes aux dernières réglementations et normes de qualité.



Indem Sie langfristige Qualität wählen, können Sie Ihre Praxis auf ein höheres Niveau bringen. Seien Sie leistungsfähiger, treffen Sie klügere Entscheidungen. Erreichen Sie ein Niveau, das für Sie, Ihre Kollegen und vor allem Ihre Patienten besser funktioniert. Henry Schein hilft Ihnen, dieses Ziel zu erreichen, indem wir eine höhere Qualität von Produkten und Dienstleistungen anbieten, die, stolz gesagt, den neuesten Vorschriften und Qualitätsstandards entsprechen.



+41 (0)24 482 61 61



+41 (0)24 482 61 69



info@condordental.ch



www.condordental.ch

## Déléguées commerciales

Verkaufsberaterinnen Aussendienst



**Emmanuelle Défago**

Régions / Regionen : VS/FR/NE (bas)

☎ 079 630 44 89



**Vanessa Pereira**

Régions / Regionen : VD/JU/NE (haut)

☎ 079 179 20 78



**Melanie Glass**

Régions / Regionen : Deutschschweiz

☎ 079 899 61 01



**Anthony Chitra**

Régions / Regionen : GE

☎ 079 206 76 85

Située au Coeur du Chablais Valaisan, La société **Condor Dental Research Co. Sàrl** est à l'écoute et au service de la médecine dentaire depuis 1978, avec un large assortiment de plus de 44'000 produits référencés. Nos 23 collaborateurs sont présents 5 jours sur 7, et se font un plaisir de répondre à vos questions en tout temps. Nous sommes connus comme un fournisseur solide et digne de confiance depuis plus de 45 ans sur la Suisse Romande. Chaque jour, nous nous orientons vers les préoccupations et besoins de nos clients et de nos partenaires et nous obtenons ainsi une grande satisfaction de notre clientèle. Nous nous engageons à trouver les produits correspondants à vos attentes aux prix les plus avantageux.

Die Firma **Condor Dental Research Co. Ltd.** befindet sich im Herzen des Walliser Chablais. Die GmbH ist seit 1978 im Dienste der Zahnmedizin tätig und verfügt über ein breites Sortiment von über 44'000 Produkten. Unsere 23 Mitarbeiter sind 5 Tage die Woche für Sie da und freuen sich, Ihre Fragen jederzeit zu beantworten. Wir sind seit über 45 Jahren in der Westschweiz als solider und vertrauenswürdiger Lieferant bekannt. Jeden Tag orientieren wir uns an den Anliegen und Bedürfnissen unserer Kunden und Partner und erreichen so eine hohe Kundenzufriedenheit. Wir setzen uns dafür ein, die Ihren Erwartungen entsprechenden Produkte zu günstigsten Preisen zu finden.

## Conseillers de vente / service interne (français)

Verkaufsberaterinnen Innendienst (Französisch)




**Marisa Brites**

☎ 024 482 61 71



**Blerta Suljagic-Muçaj**

☎ 024 482 61 66



**Stéphanie Zurcher**

☎ 024 482 61 63

## Conseillère de vente / service interne (allemand)

Verkaufsberaterin Innendienst (Deutsch)



**Beatriz Serra**


☎ 024 482 61 67





# CONDOR

A HENRY SCHEIN® COMPANY



[shop.condordental.ch](https://shop.condordental.ch)



# SOMMAIRE

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Hygiène et Stérilisation</b> Hygiene und Sterilisation	<b>6</b>
<b>Usage Unique</b> Einmalige Verwendung	<b>10</b>
<b>Instrumentation</b> Instrumentarium	<b>18</b>
<b>Prophylaxie</b> Prophylaxe	<b>21</b>
<b>Radiologie</b> Röntgenstrahlen	<b>26</b>
<b>Anesthésie</b> Anästhesie	<b>27</b>
<b>Fraises</b> Dentalbohrer	<b>29</b>
<b>Endodontie</b> Wurzelbehandlung	<b>30</b>
<b>Restauration &amp; esthétique</b> Restaurierung & Ästhetik	<b>33</b>
<b>Polissage</b> Polieren	<b>37</b>
<b>Matériaux d'empreintes</b> Abdruckmaterialien	<b>39</b>
<b>Ciments et fonds de cavité</b> Zemente und Unterfüllungen	<b>44</b>
<b>Chirurgie &amp; Implantologie</b> Chirurgie & Implantologie	<b>45</b>
<b>Pièces à Main</b> Handstücke	<b>46</b>
<b>Petits Equipements</b> Kleine Geräte	<b>47</b>
<b>Laboratoire</b> Labor	<b>48</b>



## EuroSept Xtra désinfectant surface sans alcool HENRY SCHEIN

### HS-EuroSept Xtra Flächendesinfektion alkoholfrei

Le spray 1L

1L-Spray

988-4905

Le bidon de 5L

5L-Behälter

988-4907

Préparation sans alcool prête à l'emploi pour désinfecter et nettoyer le matériel médical, les dispositifs médicaux et toutes sortes de surfaces. Particulièrement recommandé pour les dispositifs médicaux et les surfaces sensibles à l'alcool.

A base de composés d'ammonium quaternaire. Il ne contient ni alcools, ni aldéhydes, ni phénols. Domaines d'application : Acc. à la directive sur les dispositifs médicaux (MDD) : Désinfection et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs sensibles à l'alcool. Acc. au règlement sur les produits biocides (RPB) : Pour désinfecter et nettoyer tous les types de surfaces sensibles à l'alcool Spectre d'application et temps d'exposition Désinfection de surface (désinfection par essuyage) bactéricide, levuricide selon VAH [Association allemande pour l'hygiène appliquée] : 1 min., efficace contre tous les virus enveloppés selon la recommandation RKI incl. Virus VHB/VIH/VHC/Vaccinie/BVDV/Influenza/grippe : 30 s.

Application : Bien humidifier les surfaces et les objets. Une fois le temps d'application écoulé, essuyer avec une lingette jetable, si nécessaire.

Composition : 100 g de solution prête à l'emploi contiennent : 0,5 g de chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzyl ammonium ; 0,25 g de chlorure de didécyldiméthylammonium.

Conforme au règlement européen sur les produits biocides (BPR, 528/2012).

Conforme à la directive européenne 93/42/CE pour les dispositifs médicaux.

Alkoholfreies, gebrauchsfertiges Präparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für alkoholempfindliche Medizinprodukte und Oberflächen. Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen. Die Desinfektion enthält keine Alkohole, Aldehyde und Phenole. Flächendesinfektion (Wischdesinfektion) begrenzt viruzid, bakterizid, levurozid gem.

VAH: 1 Min., wirksam gegen alle behüllten Viren gem. RKI Empfehlung mit HBV/HIV/ HCV/Vaccinia/BVDV/Influenza-/Grippe-Viren: 30 Sek. Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH. Hinweis: Für Acrylglas geeignet!

## EuroSept Plus lingettes sèches HENRY SCHEIN

### HS-EuroSept Plus Trockentücher

25x25 cm (3x70)

988-4930



## EuroSept Plus distributeur de lingettes HENRY SCHEIN

### HS-EuroSept® Plus Tuchspender, Dispenser System

979-6544

Système de seau distributeur à fermeture étanche pour le remplissage hygiénique de lingettes non tissées et de désinfectant/nettoyant ou de lingettes pré-imprégnées. Le prélèvement des lingettes s'effectue rapidement et confortablement à partir du seau pratique et réutilisable.

Dicht schliessendes Spendereimer-System zur hygienischen Befüllung von Vliestüchern und Desinfektionsmittel, Reiniger oder vorgetränkten Tüchern. Die Entnahme der Tücher erfolgt schnell und komfortabel dank seiner praktischen wiederverwendbaren Eimer.

## EuroSept® Xtra Pop Up Lingettes sans alcool HENRY SCHEIN

### HS-Eurosept® Xtra Desinfektionstücher alkoholfrei

20x20 cm, 80 pces / 80 Stk

988-4948



Lingettes humides sans alcool pour la désinfection prophylactique des surfaces des dispositifs médicaux non invasifs. Particulièrement adapté pour une utilisation sur des surfaces sensibles à l'alcool telles que le verre acrylique.

Alkoholfreie Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten. Besonders geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas



## EuroSept Xtra lingettes Pop-Up

### HS-EuroSept Xtra Wet-Wipes Pop-Up sensitiv

Taille / Grösse L - 20x30 cm, 80 pces / 80 Stk

988-4949

Type de produit : Lingettes humides prêtes à l'emploi pour la désinfection prophylactique des surfaces des dispositifs médicaux non invasifs dans le secteur médical. Très bonne compatibilité matérielle, même avec des matériaux autrement incompatibles avec l'alcool. Convient au secteur médical (cabinets dentaires, cliniques, maisons de retraite, services de soins et de secours) et aux secteurs alimentaire, industriel, domestique et publique.

Temps d'application du liquide d'imprégnation : Bactéries selon EN 13727, EN 1276, EN 13697 (conditions sales) : Conc. 1 minute. Candida albicans selon EN 13624, EN 1650, EN 13697 (conditions sales) : Conc. 1 minute. Agent pathogène de la tuberculose (tuberculose) (M. terrae) et mycobactérie (M. avium) selon EN 14348 (conditions sales) : Conc. 1 minute. « Virucide limité » (virus enveloppés tels que HBV, HIV, HCV selon EN 14476, conditions sales) : Conc. 1 minute. "Plus virucide limité" (virus enveloppés tels que VHB, VIH, VHC) et noro-, adéno- et rotavirus selon EN 14476 (conditions propres) : Conc. 1 minute. Polyomavirus (se40) (RKI/DVV avec contamination) : Conc. 1 minute. Temps d'application des lingettes imprégnées : Bactéries et Candida albicans selon EN 16615 et VAH en conditions sales : 2 min.

Art des Erzeugnisse : Gebrauchsfertige Feuchttücher für die prophylaktische Flächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Einwirkzeit der Tränkungsflüssigkeit: Bakterien gemäss EN 13727, EN 1276, EN 13697 (schmutzige Bedingungen): Konz. 1 Minute. Candida albicans gemäss EN 13624, EN 1650, EN 13697 (schmutzige Bedingungen): Konz. 1 Minute. Erreger der Tuberkulose (TB) (M. terrae) und Mykobakterien (M. avium) gemäss EN 14348 (schmutzige Bedingungen) : Konz. 1 Min. "Begrenzt viruzid" (behüllte Viren wie HBV, HIV, HCV gemäss EN 14476, schmutzige Bedingungen) : Konz. 1 Minute. "Begrenzt viruzid" (behüllte Viren wie HBV, HIV, HCV) und Noro-, Adeno- und Rotaviren gemäss EN 14476 (saubere Bedingungen) : Konz. 1 Minute. Polyomavirus (se40) (RKI/DVV mit Kontamination) : Konz. 1 Minute. Anwendungszeit von imprägnierten

Tüchern : Bakterien und Candida albicans gemäss EN 16615 und VAH unter schmutzigen Bedingungen: 2 Min.



## Bac de decontamination HENRY SCHEIN

### HS-Dekontaminationswanne

27x17,5 cm 3-4 litres/ 3-4 Liter

977-0382



NOUVEAU / NEU

## Test Hélix HENRY SCHEIN

### HS-Helixtest - Kit - Schachtel mit 1 Testkörper

Boîte de 250 / Schachtel mit 250

900-8649

Le test Helix valide chaque processus de stérilisation dans un autoclave chargé que l'air et aucun autre gaz condensable n'ont été éliminés. L'encre indicatrice est non toxique et l'adhésif ne contient pas de latex. Conforme à EN 867-1, ISO 11140-1

L'offre de test Helix est conforme à la classification Classe 2. Les produits de classe 2 sont conçus à des fins spéciales et sont destinés à montrer l'efficacité de la pénétration de la vapeur et de l'évacuation de l'air. Par exemple, le test Helix est principalement utilisé pour vérifier si les charges creuses sont entièrement stérilisées.

Der Helixtest bestätigt jeden Sterilisationsprozess in einem gefüllten Autoklaven. Die Indikationstinte ist nicht toxisch und die Adhäsive beinhalten kein Latex.

Der Testkörper ist nach 250 Zyklen auszutauschen. Entspricht der Norm EN 867-5, ISO 11140-1, Typ 2.

Packung: 1 Testkörper und 250 Teststreifen.



## Helix Test - Recharge de bandelettes de test vapeur HENRY SCHEIN

### HS-Helix Teststreifen

250 pces / 250 Stk

900-8650

Une bandelette indicatrice est placée avec le corps de l'hélic dans l'autoclave et soumise à un cycle de stérilisation. Cela sert à contrôler le processus d'un autoclave avec pré-vide fractionné (classe de type B). Si la purge est complète et que l'exposition à la vapeur saturée est ensuite suffisamment longue, la bandelette de test présente un changement de couleur complet. Conforme à la norme EN 867-5, ISO 11140-1, type 2.

Ein Indikatorstreifen wird zusammen mit dem Helix-Körper in den Dampfsterilisator eingelegt und einem Sterilisationszyklus unterworfen. Dies dient der Prozesskontrolle eines Dampfsterilisators mit fraktioniertem Vorvakuum (Typ B Klasse). Bei kompletter Entlüftung und anschliessend ausreichend langer Einwirkung von Sattdampf zeigt der Teststreifen einen vollständigen Farbumschlag. Entspricht der Norm EN 867-5, ISO 11140-1, Typ 2.



### Kit tests Bowie Dick HENRY SCHEIN

#### HS-Bowie & Dick Test

1 cassette + 20 tests

Kit - 1 Kassette + 20 Tests

**900-8646**



### Recharge pour kit test Bowie Dick HENRY SCHEIN

#### HS-Bowie & Dick Nachfüllpackung

20 pces / Schachtel mit 20 Stk

**900-8647**

HS-Bowie & Dick Test est une méthode de test de performance des stérilisateur médicaux à vapeur avec pré-vide fractionné. Un test quotidien doit être effectué dans chaque autoclave. L'encre d'indication changera de couleur, passant du rouge au vert, si la pénétration de la vapeur a été efficace. Conforme à la norme EN ISO 11140-1, classe 2. emballage : 20 cartes de test, 1 carte de chargement et 1 cassette métallique.

HS-Bowie & Dick Test ist ein Verfahren zur Leistungsprüfung von medizinischen Dampfsterilatoren mit fraktioniertem Vorvakuum. Ein täglicher Test sollte in jedem Autoklaven ausgeführt werden. Die Indikationstinte wird ihre Farbe von rot auf grün verändern, wenn die Dampfdurchdringung wirksam war.

Gemäss EN ISO 11140-1, Klasse 2. Packung: 20 Testkarten, 1 Loadingkarte und 1 Metallkassette.



### Sachets de stérilisation papier, fermeture autocollante HENRY SCHEIN

#### HS-Sterilisationsbeutel selbstklebend

200 pces / 200 Stk



83 x 159 mm

**900-2984**

89 x 254 mm

**900-2983**

134 x 280 mm

**900-2985**

190 x 356 mm

**988-2127**

254 x 381 mm

**900-2986**

Film papier/ transparent sans plis latéraux avec une excellente fermeture autocollante.

Bandes indicatrices pour la stérilisation chimique, la stérilisation à la vapeur et la stérilisation à l'OE.

Papier/ Klarsichtfolie ohne Seitenfalten mit hervorragendem selbstklebenden Verschluss.

Aufgebrachte Indikatorstreifen für chemische- und Dampfsterilisation sowie EO-Sterilisation.

### Rouleaux de stérilisation HENRY SCHEIN

#### HS-Sterifolie Schlauch

Le rouleau de 200 m

Rolle von 200 m

5 cm

**900-2991**

7,5 cm

**900-2992**

10 cm

**900-2993**

15 cm

**988-0485**

Le rouleau de 100 m

Rolle von 100 m

20 cm

**900-2990**



Pour la stérilisation de dispositifs médicaux dans des stérilisateur à vapeur et à gaz.

Film épais, résistant à la déchirure et papier de haute qualité ; sans latex avec indicateurs en encre écologique, à base d'eau et sans plomb. Lorsqu'il est conservé correctement, le matériel stérile reste stérile dans le film pendant 6 mois. Dispositif médical de classe 1, conforme aux normes EN 868-5, EN-ISO 11140-1, EN-ISO 11607-1, EN 13485.

Für die Sterilisation der Medizinprodukte in Dampf- und Gassterilatoren.

Dicke, reissfeste Folie und qualitativ hochwertiges Papier; latexfrei mit Indikatoren aus umweltfreundlicher, wasserbasierender, bleifreier Tinte. Bei korrekter Lagerung bleibt das Sterilgut in der Folie für 6 Monate steril. Medizinprodukt der Klasse 1, konform mit EN 868-5, EN-ISO 11140-1, EN-ISO 11607-1, EN 13485.



**Ruban adhésif indicateur HENRY SCHEIN****HS-Indikatorband Autoklav**

1 pce / 1 Stk

Rouleau de 50 m / Rolle 50 m

12 mm

25 mm

**900-1837****900-1839**

Ruban adhésif spécial avec indicateur coloré de stérilisation. Permet de fermer de façon étanche les gaines sans utiliser de soudeuse. Adhère sur tous les matériaux (papier ou nylon).

Indikatorband für Autoklaven. Nach Erreichen der Sterilität werden die weissen Streifen auf dem Indikatorband braun.

**NOUVEAU / NEU****Marqueur d'indicateur d'autoclave HENRY SCHEIN****HS-Indikatormarker Autoklav**

1 pce / 1 Stk

**900-8492**

Feutre indicateur pour la stérilisation à la vapeur chimique, avec encre indicatrice, pour marquages ou étiquetages résistants à la stérilisation sur la face en papier des films de stérilisation. Changement de couleur du rouge vin au vert après la stérilisation effectuée. Conforme à la norme EN 867-1, Classe A, et à la norme ISO 11140-1, Classe 1.

Markierstift für die chemikalische Dampfsterilisation durch Indikator-Tinte, für sterilisationsfeste Beschriftungen oder Kennzeichnungen auf der Papierseite von Sterilisationsfolien. Farbumschlag von weinrot auf grün nach erfolgter Sterilisation. Gemäss EN 867-1, Klasse A und ISO 11140-1, Klasse 1.

**NOUVEAU / NEU****Lunettes de sécurité, légères, côtés réglables, antibuée HENRY SCHEIN****HS-Schutzbrille leicht, antifog, justierbar**

Monture jaune / Verre jaune

Gelbes Gestell / Gelbes Glas

**979-3109**

Monture transparente / Verre transparent

Transparentes Gestell / Transparentes Glas

**979-3111**

Monture noire / Verre clair

Schwarzes Gestell / Glasklar

**979-3112**

Traitement anti-buée, verres de protection particulièrement grands, parfaitement adaptés à l'utilisation en laboratoire, branches ajustables, aération latérale, convient aux porteurs de lunettes.

Antifog beschichtet, besonders grosse Schutzgläser, bestens geeignet für die Nutzung im Labor, Bügel justierbar, seitlich belüftet, geeignet für Brillenträger.

Monture noire / Verre, klein

Schwarzes Gestell / Schwarzes Glas

**979-3113**

Monture et verre transparent - convient au porteur de lunettes

Durchsichtiges Gestell und Glas - geeignet für Brillenträger

**979-3114****NOUVEAU / NEU****Lunettes de sécurité orange antibuée et anti-UV HENRY SCHEIN****HS-Antifog UV-Schutzbrille**

1 pce / 1 Stk

**979-3252**

Rayons UV réduits, traitement anti-buée, verres de protection particulièrement grands, branches ajustables, aération latérale, convient aux porteurs de lunettes.

Reduzierte UV Strahlen, Antifog beschichtet, besonders grosse Schutzgläser, Bügel justierbar, seitlich belüftet, geeignet für Brillenträger.

**NOUVEAU / NEU**



A HENRY SCHEIN® COMPANY



NOUVEAU / NEU



### Distributeur en acrylique pour 3 boites de gants HENRY SCHEIN

HS-Handschuhspender Dreifachbox Acryl

1 pce / 1 Stk

979-5056

Distributeur de gants en acrylique transparent à poser sur le plan de travail ou à fixer au mur (vis non incluses).

Handschuhspender aus transparentem Acryl zur Tisch- oder Wandmontage (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).

### Gants Latex Criterion® HENRY SCHEIN extra grip sans poudre

HS-Criterion® Extra Grip Latex Hand Schuhe puderfrei

100 pces / 100 Stk

X-Small

988-3706

Small

988-3707

Medium

988-3708

Large

988-3709

Gants en latex sans poudre, enduits de polymère, bouts des doigts et paume à texture alvéolée. Ces gants sont conformes à MDD 93/42/EEC - EN 455-1, -2, -3, -4, ISO 11193-1, AQL 1.5.

Unsterile, puderfreie Latex Handschuhe in Premium-Qualität mit honigwabenstrukturierten Fingerspitzen und Handflächen. Mit Rollrand, polymerüberzogen. Der hohe Tragekomfort wird durch eine sehr gute Passform erreicht. Die Handschuhe passen links und rechts. Der Dichtigkeitswert beträgt AQL 1,5. Sie sind gem. MDD 93/42/EEC - EN 455-1, -2, -3, -4, ISO 11193-1 gefertigt.

### Gants Latex Criterion® HENRY SCHEIN grip sans poudre

HS-Criterion® Grip Latex Hand Schuhe puderfrei

100 pces / 100 Stk

X-Small

900-9548

Small

900-9549

Medium

900-9550

Large

900-9551

X-Large

900-9552

Gants sans poudre en latex - adaptés aux personnes pouvant présenter une hypersensibilité aux additifs chimiques. Ambidextre, enduit de polymère et entièrement texturé. Manchette perlée pour éviter le \*Roll up\* et meilleure résistance aux déchirures. Offre une excellente tactilité/sensibilité et s'adapte parfaitement. Disponible en 5 tailles. De plus, nos produits sont traités avec un revêtement polymère contrairement à la chloration conventionnelle, l'avantage du processus de revêtement polymère est le suivant :

1. La surface enduite de polymère permet un meilleur enfilage.
2. Favorable à l'environnement : Le traitement enduit de polymère remplace les besoins en produits chimiques chlorés agressifs utilisés dans le processus de fabrication. Donc plus respectueux de l'environnement.
3. Propriété physique optimale: Gant enduit de polymère ayant une détérioration plus lente du matériau par rapport au gant chloré (propriétés physiques telles que la résistance et l'allongement), par conséquent, les performances du produit peuvent être maintenues plus longtemps.
4. Réduire la sécheresse des mains: La surface des gants chlorés contient des traces de Cl<sup>-</sup> (chlorure) et peut provoquer un dessèchement des mains par rapport aux gants enduits de polymère qui ne contiennent pas de chlorure.

Unsterile, puderfreie, leichtgewichtige Latex Handschuhe mit ultimativer Qualität. Speziell geeignet für hypersensible Nutzer, die Allergien gegen chemische Zusätze entwickelt haben. Die Handschuhe passen links und rechts. Polymer-überzogen, komplett texturiert. Verstärkte Bündchen schützen vor dem Aufrollen und erhöhen die Reißfestigkeit des Handschuhs.

Der Handschuh hat eine gute Passform, bietet eine hohe Sensibilität und ausgezeichnetes Tastempfinden.





## Gants Nitrile HENRY SCHEIN sans poudre

HS-Nitril Handschuhe puderfrei

100 pces / 100 Stk

X-Small  
988-0926

Small  
988-0927

Medium  
988-0928

Large  
988-0929

X-Large  
988-0930

Le gant d'examen en nitrile HS nouvelle génération est le gant le plus fin de toutes les séries, favorisant une sensibilité tactile exceptionnelle. La technologie avancée de formation de film offre une barrière de protection exceptionnelle contre les virus, les bactéries et les produits chimiques. Ce gant sans latex répond aux normes EN 455 1,2,3,4 et EN 374 2,3, ainsi qu'aux exigences EPI classe I (risque minimal).

Der HS-Nitril-Untersuchungshandschuh der neuen Generation ist der dünnste Handschuh aller Serien und fördert ein aussergewöhnliches Tastgefühl. Die fortschrittliche Filmbildungstechnologie bietet eine aussergewöhnliche Schutzbarriere gegen Viren, Bakterien und Chemikalien. Dieser latexfreie Handschuh erfüllt die Normen EN 455 1,2,3,4 und EN 374 2,3 sowie die PSA-Anforderungen der Klasse I (minimales Risiko).



## Gants de chirurgie stériles en latex HENRY SCHEIN sans poudre

HS-Criterion® OP-Handschuhe Latex steril, puderfrei

100 pces / 100 Stk

Taille 6 / Grösse 6  
104-5073

Taille 6.5 / Grösse 6.5  
104-9218

Taille 7 / Grösse 7  
104-3502

Taille 7.5 / Grösse 7.5  
104-3503

Taille 8 / Grösse 8  
104-3563

Taille 8.5 / Grösse 8.5  
104-7315

Les gants stériles pour chirurgiens sans poudre éliminent les complications et les irritations liées à la poudre tout en offrant une qualité et des performances exceptionnelles. La surface intérieure est recouverte d'un polymère avancé qui permet d'enfiler facilement les gants. Le latex super doux et la conception anatomique offrent un confort et réduisent la fatigue. La surface microtexturée donnera une sensibilité tactile supérieure dans des conditions humides et sèches. Satisfait ou dépasse les normes ASTM et est testé à 100 % par gonflage à l'air pour la résistance, la durabilité et la protection barrière.

Steriler puderfreie Latex-OP-Handschuh. Der Polymerüberzug auf den Innenseiten erlaubt einfachste Handhabung, selbst bei feuchten oder nassen Händen. Der supersofter Latexfilm und die gute anatomische Form bietet auch bei den längsten Arbeitseinsätzen höchsten Tragekomfort. Mit bester Mikrotexur, optimierter Griffigkeit, ermöglicht in nassen oder trockenen Situationen dem Anwender stets uneingeschränkte Sensibilität zur präzisen Arbeit. HS-Latex Handschuhe erfüllen bzw. übertreffen die ASTM-Standards und sind zu 100 % luftdurchlässig. Dies sichert die Stärke, Haltbarkeit und den Schutz. Längere Stulpen zum besseren Schutz von Handgelenk und Unterarm.





A HENRY SCHEIN® COMPANY



### Masques Earloop HENRY SCHEIN

HS-Maxima® Mundschutz mit elastischen Ohrenschlaufen

50 pces / 50 Stk

Blanc / Weiss

900-9062

Bleu / Blau

900-9061

Vert / Grün

900-2168

Rose / Rosa

900-9063

Jaune / Gelb

900-9064

Les élastiques légers et confortables sont fabriquées à partir de fils extensibles spéciaux, aucun plastique ne touche la peau. Sans latex. Masque filtrant (sans verre) à 3 couches entouré d'un revêtement intérieur et extérieur doux non irritant. Barrette de nez ergonomique et pratique.

Mundschutz mit elastischen Ohrenschlaufen (Earloop). Frei von Latex und Glasfaser. Für exzellenten Tragekomfort und beste Atmungsaktivität. Microorganismenfreies Produkt. Alle unsere Masken sind in einem Reinraum ISO 7 produziert und sind kompatibel gem. der EN ISO 11737-1-Norm-Anforderungen. Typ IIR-Masken mit Spritzschutz, entsprechen der EN 14683:2014-Norm. Bakterielle Filtrationseffizienz bis zu 99 %.



NOUVEAU / NEU

### Porte-serviettes jetables HENRY SCHEIN

HS-Einwegserviettenhalter

250 pces / 250 Stk

900-9590

Porte-serviettes à usage unique, en papier doux avec adhésif à chaque extrémité.

Einwegserviettenhalter aus flexiblem, weichem Papier mit Klebestreifen zur einfachen Fixierung der Servietten. Die Bänder sind dehnbar und somit für alle Grössen verwendbar.



NOUVEAU / NEU

### Serviettes DRI-GARD HENRY SCHEIN

HS-Papier PE Servietten

500 pces / 500 Stk

Bleu / Blau

900-1031

Blanc / Weiss

900-1030

Jaune / Gelb

900-1039

Vert / Grün

900-1032

Lavande / Lavendel

900-1038

Bleu foncé / Dunkelblau

900-1402

Acqua / Aqua

900-1034

Rose / Rosa

900-1033

Pêche / Pfirsich

900-1036

Serviettes HS-Papier PE - boîte de 500 pièces

Serviettes de protection enduites de polyéthylène, 2 couches de papier, dimensions 33 x 45 cm.

HS-Papier PE Servietten - Schachtel mit 500 Stk

Polyäthylen beschichtete Schutzservietten aus 2 Lagen Papier. Masse 33 x 45 cm.



NOUVEAU / NEU

### Tabliers Confort HENRY SCHEIN

HS-Patientenumhang Comfort

80 pces, bleu ciel / 80 Stk, himmelblau

900-1378

Tabliers Confort HENRY SCHEIN - Bleu ciel - Lot de 80 en plastique avec tissu de 25 microns d'épaisseur, taille 80 x 54 cm.

Patientenumhang auf der Rolle aus PE-Folie mit zusätzlicher Zellstoffauflage, Halsausschnitt und Bändern, passend für gängige Patientenumhang-Rollenspender.





**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY

**Distributeur pour essuie-mains pliés en C**

HS-Handtuchspender

900-8447

Distributeurs pour essuie-mains HENRY SCHEIN - Distributeur pour essuie-mains pliés en C.

Handtuchspender (ohne Inhalt) aus hochwertigem Kunststoff. Farbe perlweiss.



NOUVEAU / NEU

**Essuie-mains pliés recyclés HENRY SCHEIN**

HS-Handtücher Lagenfalz 2-lagig, recyceltes Papier

27 paquets de 106 essuie-mains pliés en V

27 Packungen mit 106 Handtüchern in V

979-3072

Essuie-mains HS pliage en couches 2 plis, papier recyclé, en V. Serviettes blanches extra douces, 2 plis, très absorbantes et résistantes à l'humidité. Essuie-mains - boîte de 27 paquets. 2 couches, couleur : blanc, 100 % pure cellulose, 19 g/m. Dimensions : 34 x 21,6 cm. Quantité : 27 x 106 pièces = 2862 pièces par carton.

HS-Handtücher Lagenfalz 2-lagig, recyceltes Papier, in V. Extraweiche, Weisse Handtücher, 2-lagig, saugstark und nassfest. Tangled Handtücher - Schachtel mit 27 Packungen 2-lagig, Farbe: weiss, 100 % reiner Zellstoff, 19 g/m. Abmessungen: 34 x 21,6 cm. Menge: 27 x 106 Stk = 2862 Stk pro Karton.



16 paquets de 152 essuie-mains Essuie-mains pliés en C

16 Packungen mit 152 Handtüchern in C

900-3323

Essuie-mains Enchevêtrés HENRY SCHEIN - Le carton de 27 paquets 2 plis papier recyclé, couleur : blanc, 100% pure pulpe, 19g/m. Dimensions : 34 x 21,6 cm. Quantité : 27 x 106 pièces = 2862 pièces par boîte.

Extraweiche, Weisse Handtücher, 2-lagig recyceltes Papier, saugstark und nassfest. Tangled Handtücher - Schachtel mit 27 Packungen 2-lagig, Farbe: weiss, 100 % reiner Zellstoff, 19 g/m. Abmessungen: 34 x 21,6 cm. Menge: 27 x 106 Stk = 2862 Stk pro Karton.

**Essuie-mains pliés en Z/V HENRY SCHEIN**

HS-Z/V-gefaltete Papierhandtücher

16 x 200 pces. 3200 pces / 16 x 200 Stk 3200 Stk

22x24,3 cm

900-3325

Doux et absorbants. Enchevêtrés. Dimensions : 22 x 24,3 cm. Carton de 16 lots de 200 feuilles (soit 3200).

Weiche, hochweiss Handtücher. Saugstark und nassfest. Kompatibel mit allen gängigen Handtuchspendern. Karton mit 3200 Stk Papierhandtüchern (Insgesamt 3200 Stk)



NOUVEAU / NEU

**Essuie-Mains Pliés V/Z HENRY SCHEIN**


HS-V/Z gefaltete Papierhandtücher

22x32 cm

988-0905

Essuie-mains double épaisseur. Enchevêtrés. Carton de 20 paquets de 125 pièces.

Weiche, hochweisse Papierhandtücher. Saugstark und nassfest. Kompatibel mit allen gängigen Handtuchspendern. Schachtel 20 x 125 Stk



NOUVEAU / NEU

**Mouchoirs en papier ultra-doux HENRY SCHEIN**

HS-Kosmetiktücher Ultrasoft

21x20,5 cm 21x20,5 cm

988-2182

900-2377

Mouchoirs blancs, 2 épaisseurs, doux et absorbants. Format : 21 x 21 cm. Carton de 30 x 100 pces.

2-lagige Zellstofftücher. Ultrasoft, sehr weich und reissfest. Format 21 x 21 cm, weiss 100 Stück in weisser, neutraler Spenderbox. Schachtel 30 x 100 Stk



+41 (0)24 482 61 61



+41 (0)24 482 61 69



info@condordental.ch



www.condordental.ch



NOUVEAU / NEU

**Compressees stériles tissées HENRY SCHEIN**  
HS-Euro Gauze, Mullkompressen steril

5x5 cm - Boîte de 50 sachets de 2 pces  
5x5 cm - Schachtel mit 50 Beuteln mit 2 Stk  
**900-3223**

Compressees stériles à 12 couches, blanchies sans chlore, en 100 % coton sans fibres, pour le soin des plaies et pour absorber le sang et les sécrétions.

12-lagige sterile, chlorfrei gebleichte Kompressen aus 100 % faserfreier Baumwolle zur Wundversorgung und zur Aufnahme von Blut und Sekret.

**Compressees de gaze non stériles HENRY SCHEIN**  
HS-Euro Gauze, Mullkompressen unsteril



Sachet de 100 pces / Beutel mit 100 Stk  
5x5 cm 7.5x7.5 cm  
**900-3177** **900-3178**

Compressees non stériles à 8 couches, blanchies sans chlore, 100 % coton sans fibres, pour le soin des plaies et l'absorption du sang et des sécrétions.

8-lagige unsterile, chlorfrei gebleichte Kompressen aus 100 % faserfreier Baumwolle zur Wundversorgung und zur Aufnahme von Blut und Sekret.

**Boulettes de coton HENRY SCHEIN**  
HS-Wattekügelchen



Taille 00 / Grösse 00 Taille 0 / Grösse 0  
**900-1879** **900-1880**

Taille 1 / Grösse 1 Taille 2 / Grösse 2  
**900-1881** **900-1882**

Billes sans chlore à haut pouvoir absorbant, optimales pour le séchage des cavités et l'application de médicaments.

Chlorfreie Kügelchen mit hohem Absorptionsvermögen, optimal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten.



## Rouleaux de coton HS-Watterollen

Taille 1 / Grösse 1 - 8 mm 300 G  
900-1895

Taille 2 / Grösse 2 - 10 mm 300 G  
900-1896

Taille 3 / Grösse 3 - 12 mm 300 G  
900-1897

Rouleaux de coton HS, Cotton Cellulose Rolls  
Rouleaux d'ouate blancs, blanchis sans chlore, en coton et cellulose à haute capacité d'absorption.

HS-Watterollen, Cotton Cellulose Rolls  
Weiss, chlorfrei gebleichte Watterollen aus Baumwolle und Zellulose mit hohem Absorptionsvermögen.



## Gobelets papier Bio HENRY SCHEIN HS-Papierbecher, biologisch abbaubar 1000 pces / 1000 Stk 988-4317

Diamètre supérieur de 71 mm, hauteur de 80 mm, diamètre inférieur de 49 mm.  
Couleur verte.

Oberer Durchmesser 71 mm, Höhe 80 mm, unterer Durchmesser 49 mm. Farbe grün.

## Gobelets plastique HENRY SCHEIN HS-Mundspülbecher, Kunststoff

Carton de 3000 pces / Schachtel mit 3000 Stk

Blancs / Weiss  
900-6535

Orange / Orange  
900-6536

Bleu foncé / Dunkelblau  
900-6532

Jaune / Gelb  
900-6533

Vert / Grün  
900-6534

Mauve / Lila  
900-8846

Rose / Rosa  
900-8845

Carton de 3000 pièces. Diamètre supérieur 70,3M<sup>®</sup>m, hauteur 82,6 mm, diamètre inférieur 46,7 mm.

Karton mit 3000 Stk. Oberer Durchmesser 70,3M<sup>®</sup>m, Höhe 82,6 mm, unterer Durchmesser 46,7 mm.



## Pompes à salive HENRY SCHEIN - Embout détachable HS-Speichelsauger mit abnehmbarer Kappe

100 pces / 100 Stk

15 cm - Transparent / Durchsichtig  
988-3108

13 cm - Bleu / Blau  
988-3110

13 cm - Jaune / Gelb  
988-3111

13 cm - Vert / Grün  
988-3112

13 cm - Rose / Rosa  
988-3113

13 cm - Orange / Orange  
988-3114

13 cm - Lime Vert / Lindgrün  
988-3115



Canules hygiéniques avec fil métallique intégré pour une angulation constante.

Durchsichtig hygienische Speichelsauger mit integriertem Draht für beständige Abwinkelung.





**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY

**Canules d'aspiration HENRY SCHEIN****HS-Absaugkanülen**

Sachet de 10 pces - 16 mm x13 cm / Beutel mit 10 Stk - 16 mm x13 cm

Bleue / Blau

**572-2770**

Gris perle / Perlgrau

**572-2771**

Jaune / Gelb

**572-2775**

Lilas / Lila


**572-2774**

Rose / Rosa

**572-2773**

Canules d'aspiration HENRY SCHEIN - 16 mm x13 cm lilas - Sachet de 10.

HS-Absaugkanülen saugen hohen Volumenstrom ab. Wiederverwendbar und sterilisierbar. Länge 13 cm. Anschluss-Ø 16 mm.

**Protection plateaux HENRY SCHEIN****HS-Trayeinlagen**

Lot de 250 pces / Packung mit 250 Stk

Orange / Orange

**900-2944**

Jaune / Gelb

**900-2521**

Vert / Grün

**900-1018**

Blanc / Weiss

**900-1318**

Bleu / Blau

**900-1017**

Papier buvard 18 x 28 cm 250 pces/boîte. Pour garnir les plateaux à instruments. Absorbant, jetable. Rapide et simple d'utilisation.

Filterpapier für Normtrays mit hoher Saugfähigkeit. Masse 18 x 28 cm.

**Visière de protection HENRY SCHEIN****HS-Schutzvisier**

25 visières / 25 Visiere

**900-9630**

Peut être utilisé avec tous les cadres de style clip. Protège tout le visage. Matériau transparent facile à nettoyer et antireflet. 25 x 16,5 cm.

HS-Visier für Augen- / Sicht- / Spritzschutz - Schachtel mit 25 Visiere  
Angenehmer Augenschutz, der eine klare Sicht ermöglicht. Federleicht, passend für HS-Brillengestell-/Rahmen.  
Masse 25 x 16,5 cm.**Monture de lunettes HENRY SCHEIN****HS-Gestell für Brillen**

6 visières / 6 Visiere

Blanc / Weiss

**572-2218**

Bleu-transp. / Bleu-transp.

**572-2216**

Vert transp. / Grün transp.

**572-2219**

Rose-transp. / Rosa-transp.

**572-2217**

Autoclavable jusqu'à 121 °C. Conditionnement : monture de lunettes et 6 visières de la couleur correspondante.

Autoklavierbar bis 121 °C. Packung: Brillengestell und 6 Visiere in der jeweiligen Farbe.

## Micro-applicateurs Assortiment HENRY SCHEIN

### HS-Roundtips Sortiment

#### Regular Ø 2,0 mm

4 x 100 pces / Stk

Vert et Bleu / Grün & Blau  
570-2128Bleu / Blau  
570-2130Vert / Grün  
570-2131

#### Fin / fein Ø 1,5 mm

4 x 100 pces / Stk

Rose et Jaune / Rosa & Gelb  
570-2129Rose / Rosa  
570-2133Jaune / Gelb  
570-2132

#### Superfin / superfein Ø 1,0 mm

100 pces / Stk - Blanc / Weiss

570-2134

Economique et jetable, vendu en pack distributeur. Se plie dans n'importe quel angle pour le placement de petites quantités contrôlées de matériau dans des zones à accès limité.

Beflochte Applikatoren zur punktgenauen Applikation von Flüssigkeiten und Gels (Adhesive, Ätzmittel, Lacke, Liner, usw.). Die Roundtips sind einfach biegsam für beste Applikationsmöglichkeiten. Sie können durch Zurückbiegen in die ursprüngliche Position gebracht werden. Länge 10 cm.



## Seringues jetables HENRY SCHEIN

### HS-Einwegspritzen Luer Lock 10 ml

100 pces / 100 Stk

Luer lock 5 ml  
900-3760Luer lock 10 ml  
900-3761Luer 10 ml  
900-3019

Les seringues jetables 2 pièces sont fabriquées en plastique de la plus haute qualité et ont d'excellentes tolérances pour une extrusion parfaite des liquides. L'échelle sur la seringue permet un dosage parfait car le 2 ml a une échelle jusqu'à 3 ml, le 5 ml jusqu'à 6 ml, le 10 ml jusqu'à 12 ml, le 20 ml jusqu'à 24 ml. De plus, les seringues sont fabriquées en Allemagne.

HS-Einwegspritzen Luer Lock 10 ml - Schachtel mit 100 Stk. Sterile Kunststoff-Einmalspritzen mit Luer-Lock-Ansatz, 3-teilig.



## Aiguilles d'irrigation stériles Port latéral à extrémité fermée HENRY SCHEIN

### HS-Endo Spülnadeln, geschlossene Spitze, steril

100 pces / 100 Stk

27G Jaune / Gelb  
572-191523G Bleu / Blau  
572-191430G Violet / Lila  
572-1916

HS-Endo Aiguilles d'irrigation, pointe fermée. Aiguilles d'irrigation Endo stériles, sans latex, en acier inoxydable, avec ouverture latérale et pointe fermée. Longueur 25 mm.

HS-Endo Spülnadeln, geschlossene Spitze. Sterile, latexfreie Endo Spülnadeln aus nichtrostendem Stahl mit seitlicher Öffnung und geschlossener Spitze. Länge 25 mm.



La **collection Henry Schein Air** a une conception de poignée unique et exclusive qui rend les instruments aussi légers que l'air avec un poids moyen de 12 grammes. Les poignées sont en acier inoxydable 304 et les embouts soudés sont en acier 420. Les instruments doivent être nettoyés au thermodésinfecteur et stérilisés à l'autoclave. La gamme de produits comprend des instruments simples et doubles pour les procédures opératoires et parodontales.

### Set diagnostic Air Instrument HENRY SCHEIN

HS-Diagnostik Set Air - Nr. 23

900-8184



"Instruments Air" en acier inoxydable, extrêmement légers et de forme ergonomique. Emballage : 1 miroir buccal avec manche de miroir buccal, 1 pincette dentaire Air College, cannelée et 1 sonde dentaire SE, figure 23.

"Air Instrumente" aus rostfreiem Stahl, extrem leicht und ergonomisch geformt. Packung: 1 Mundspiegel mit Mundspiegelgriff, 1 Air College-Zahnpinzette, geriffelt und 1 Zahnsonde SE, Figur 23.

### Sonde Air Instrument HENRY SCHEIN - Sonde N° 23

HS-Air Sonde einendig - Sonde Nr. 23

900-8005



"Air Instrumente" en acier inoxydable, extrêmement léger et de forme ergonomique. Prise en main parfaite. Facile à nettoyer. Extrémité unique. Longueur 15 cm.

"Air Instrumente" aus rostfreiem Stahl, extrem leicht und ergonomisch geformt. Perfekter Griff. Einfach zu reinigen. Einendig. Länge 15 cm.

### Sonde parodontale HENRY SCHEIN - Sonde CP12

HS-Parodontometer - Sonde CP12

900-2070



### Précelle Air Instrument HENRY SCHEIN - Collège 317

HS-Air Plier Pinzette College 317

900-8013



Instrument à air en acier inoxydable, extrêmement léger et de forme ergonomique. Prise en main parfaite. Facile à nettoyer. Cannelé.

Air Instrument aus rostfreiem Stahl, extrem leicht und ergonomisch geformt. Perfekter Griff. Einfach zu reinigen. Gerieft.

### Précelle HENRY SCHEIN - Collège Eco 317

HS-Pinzetten College Eco 317

100-3313



Henry Schein Précelles College 317 regular, 15 cm, strié long (16 mm)

Henry Schein Vorstecker College 317 regular, 15 cm, lang gestreift (16 mm)



Die **Henry Schein Air Collection** hat ein einzigartiges und exklusives Griffdesign, das die Instrumente mit einem durchschnittlichen Gewicht von 12 Gramm so leicht macht wie Luft. Die Griffe bestehen aus 304er Edelstahl und die geschweissten Spitzen aus 420er Stahl. Die Instrumente müssen im Thermodesinfektor gereinigt und im Autoklaven sterilisiert werden. Die Produktpalette umfasst Einzel- und Doppelinstrumente für operative und parodontale Verfahren.

### Manche bistouri HENRY SCHEIN N° 3

HS-Skalpellgriff RS - Nr. 3  
100-7520

La figure 3 est adaptée aux formes de lames 10, 11, 12, 12B, 15 et 15C. Longueur 12,5 cm, inoxydable.

Figur 3 ist für die Klingenformen 10, 11, 12, 12B, 15 und 15C geeignet. Länge 12,5 cm, rostfrei.



### Manche de miroir HENRY SCHEIN

HS-Mundspiegelgriff 6-kant  
Creux inox / Hohler Edelstahl  
900-1569

Poignées de miroir buccal en laiton chromé ou en acier inoxydable de haute qualité. Minimisation du risque de blessure lors de la prise de la joue grâce aux bords arrondis. La poignée en acier inoxydable est adaptée au thermodésinfecteur.

Mundspiegelgriffe aus hochwertigem verchromtem Messing bzw. rostfreiem Stahl. Minimierung der Verletzungsgefahr beim Abhalten der Wange durch gerundete Kanten. Der Griff aus rostfreiem Stahl ist für den Thermodesinfektor geeignet.



### Miroirs Maxima® HENRY SCHEIN - Rhodium

HS-Maxima® Mundspiegel, Rhodium  
Boîte de 12 pces / Schachtel mit 12 Stk

N°3  
900-0747

N°4  
900-0748

N°5  
900-0749

Le miroir buccal frontal au rhodium de qualité supérieure est scellé en surface pour une image d'une netteté irréprochable. Désinfectable et stérilisable selon tous les procédés, convient au thermodesinfector et au nettoyage par ultrasons.

Der Rhodium-Front-Mundspiegel der Top-Qualität ist oberflächenversiegelt für ein einwandfreies scharfes Bild. Desinfizierbar und sterilisierbar nach allen Verfahren. Geeignet für Thermodesinfektor und Ultraschallreinigung.





**Lames de bistouris HENRY SCHEIN**


**HS-Skalpellklingen**

100 pces / 100 Stk

N°11 <b>572-0853</b>	N°12 <b>572-0854</b>	N° 12D <b>572-0855</b>	N°15 <b>572-0856</b>
-------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------

Lames de bistouri, stériles, acier au carbone et emballages individuels en aluminium. Le meulage contrôlé par ordinateur assure un bord toujours tranchant.

Skalpellklingen, steril, Karbonstahl und Einzelverpackung aus Aluminium. Computergesteuerter Schliff sorgt für eine gleichbleibend scharfe Kante.



**Bistouris jetables stériles HENRY SCHEIN**

**HS-Sterile Einwegskalpelle**

Boîte de 10 pces / Schachtel mit 10 Stk

N°11 <b>112-6189</b>	N°12 <b>112-6194</b>	N°15 <b>112-6187</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Scalpels jetables, boîte de 10 pces, emballés individuellement. Manche en plastique avec échelle millimétrique et lame en acier inoxydable durable.

Einwegskalpelle Schachtel mit 10 Stk, einzeln verpackt. Kunststoffgriff mit Millimeterskala und langlebiger Edelstahl Klinge.




**Cale ouvre-bouche HENRY SCHEIN - Silicone**

**HS-Mundsperrkeil Silikon**

Adulte - Lot de 2 / Erwachsene - 2er-Set <b>900-9542</b>	Enfant - Lot de 2 / Kind - 2er-Set <b>900-9541</b>
---	---

Fabriqué en silicone beige sans latex. Stérilisable par toutes les techniques de stérilisation à froid, et, autoclave.

Latexfreies Silikon in Beige. Sterilisierbar durch alle Kaltsterilisationstechniker und Dampfautoklav.



**Couvercle plateau instrument inox HENRY SCHEIN**


**HS-Edelstahltray**

18x28 cm - Non perforé / Nicht perforiertes Tablett

**900-1429**

Couvercle plateau instrument inox - 18x28cm - non perforé

Deckel Instrumententablett Edelstahl - 18x28cm - ungelocht.



**Plateau inox HENRY SCHEIN**

**HS-Edelstahl Instrumentenhalter**

Plateau perforé 18x28 cm  
Schale perforiert 18x28 cm  
**900-1430**

Plateau non perforé  
Nicht perforiert 18x28 cm  
**900-1431**

Porte instruments 16 compartiments  
Instrumentenhalter mit 16 Fächern  
**900-1482**

Plateaux à instruments en acier inoxydable. Peut être utilisé dans les laveurs-désinfecteurs sans aucun problème. Instrument inserts cadres pour 4, 8 ou 16 instruments.

HS-Edelstahl Instrumentenhalter - ungelochtes Tablett 18x28cm  
Edelstahl, ideal für den Thermodesinfektor. Masse Unterteil: 284 x 183 x 17 mm. Masse Oberteil: 284 x 183 x 39 mm.



**Fonds de plateau blanc HENRY SCHEIN**

**HS-Trayeinsätze weiss**

28x18 cm. 8 x 50 pcs / 8x50 Stk  
**900-0937**

Plateau jetables en plastique non stériles (vides) aident à organiser les instruments nécessaires à un traitement. Convient aux plateaux standard 28 x 18 cm ou aux mini plateaux 14 x 18 cm.

Nicht sterile (leere) Einwegtablets aus Kunststoff helfen, die für eine Behandlung benötigten Instrumente zu organisieren. Passend für Standardsiebe 28 x 18 cm oder Mini-Tablets 14 x 18 cm.

**Brosse à dents enfants 0-6 ans HENRY SCHEIN**

HS-Junior Zahnbürste 0-6 Jahre

30 pces / 30 Stk

988-3611

Brosses à dents pour enfants et bébés. Spécialement conçu pour les dents de lait. Design attrayant avec poignée antidérapante et ventouse. Tête de brosse inclinée avec contour de touffe spécial. 27 faisceaux de filaments. Brosse à dents à 2 composants. Bouchon d'aspiration. Couleurs assorties

Zahnbürsten für Kinder und Babys. Speziell für Milchzähne entwickelt. Attraktives Design mit rutschfestem Griff und Saugnapf. Abgewinkelter Bürstenkopf mit spezieller Bündelkontur. 27 Filamentbündel. 2-Komponenten-Zahnbürste. Saugkappe. Verschiedene Farben.

**Brosse à dents Junior 8-11 ans HENRY SCHEIN**

HS-Junior Zahnbürste 8-11 Jahre

30 pces / 30 Stk

988-3932

Brosses à dents junior. Brosse à dents élégante avec repose-pouce en caoutchouc pour les enfants. 32 faisceaux de filaments. Avec ventouse pour fixer la brosse à l'évier ou au carrelage. Tête de brosse compacte et manche plus court (17 cm) conçu pour les Juniors. Brosse à dents à 2 composants. Bouchon d'aspiration. Couleurs assorties.

Junior-Zahnbürste. Stylish Zahnbürste mit gummierter Daumenauflage für Kinder. 32 Filamentbündel. Mit Saugnapf zum Befestigen der Bürste am Waschbecken oder an der Fliese. Kompakter Bürstenkopf und kürzerer Griff (17 cm) für Junioren. 2-Komponenten-Zahnbürste. Saugkappe. Verschiedene Farben.

**Brosses à dents jettables HENRY SCHEIN**

HS-Einmalzahnbürste mit Zahnpasta

Le lot de 100 pces / Die Packung mit 100 Stk

988-0707

Brosses à dents jettables de couleurs assorties imprégnées de dentifrice. Emballé individuellement. Idéal pour les salles d'attente. Tête de brosse arrondie.

Einzel verpackte Einmalzahnbürsten mit Zahnpasta. Die Bürsten sind hervorragend geeignet für die Zahnreinigung vor der zahnärztlichen Behandlung. Farblich sortiert.

**Brosse à dents Acclean®, End Tuft HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Zahnbürste, Endbüschel

12 pces / 12 Stk

102-4537

Élimination en douceur de la plaque dentaire entre les dents. Les brosettes extra fines à poils souples permettent un accès facile aux espaces interdentaires. Le manche est court et maniable, avec un code couleur. Plastifié.

Acclean® End Tufted Tapered Brush 4-Büschel (konisch zulaufender Rand), kleine Bürste mit angewinkelten Griff für schwer zugängliche Stellen. Perfekt für die Reinigung von kieferorthopädischen Bändern und Implantaten.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à dents Acclean® enfant HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Kinderzahnbürste

Boîte de 72 pces / Schachtel mit 72 Stk

102-4565

Manche de couleurs néon avec des poils colorés et naturels. Le modèle enfant est doté d'un filament à texture douce, tandis que le modèle jeune est conçu avec une tête en diamant unique. La tête étroite pour les petites bouches permet un accès facile.

Neonfarbener Griff mit farbigen und natürlichen Borsten. Das Kindermodell verfügt über ein weich strukturiertes Filament, während das Jugendmodell über einen einzigartigen Diamantkopf verfügt. Der schmale Kopf für kleine Mäuler ermöglicht einen einfachen Zugang.



NOUVEAU / NEU





**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY



NOUVEAU / NEU



NOUVEAU / NEU

**Brosse à dents Acclean®, poils en charbon et gratte-langue HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Zahnbürste, Aktivkohle-Borsten &amp; Zungenreiniger

Lot de 72 pces / Packung 72 Stk Spender

570-2848

Poils enrichis de charbon actif pour un nettoyage complet de la bouche. Poils coudés pour un nettoyage complet entre les dents. Manche ergonomique profilé en élastomère sans latex et antidérapant. Tête de brosse compacte - dureté moyenne. Couleurs assorties.

Mit Aktivkohle angereicherte Borsten für eine vollständige Mundreinigung. Abgewinkelte Borsten für die gründliche Reinigung zwischen den Zähnen. Ergonomisch gestalteter, konturierter Griff aus latexfreiem und rutschfestem Elastomer-Griffmaterial. Kompakter Bürstenkopf - Härtegrad medium. Farblich sortiert.

**Brosse à dents Acclean®, poils coniques, tête compacte HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Zahnbürste, konisch, Borsten Taper

570-2849

Il est prouvé que les filaments coniques nettoient bien sous le bord gingival et entre les dents. Poignée souple pour le pouce pour un confort de prise en main. Manche ergonomique profilé en élastomère antidérapant sans latex. Poils souples pour les utilisateurs sensibles. Couleurs assorties.

Konische Filamente reinigen nachweislich gut unter dem Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen. Weicher Daumengriff für den Haltekomfort. Ergonomisch gestalteter, konturierter Griff aus latexfreiem, rutschfestem Elastomer-Material. Weiche Borsten für empfindliche Benutzer. Farblich sortiert.

**Brosses de voyage interdentaires Acclean® HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Interdental-Reisebürsten

36 pces / 36 Stk

Ultrafin, cylindrique, vert / Ultrafein, zylindrisch, grün, 2.7 mm

102-6325

Ultrafin, conique, rose / Ultrafein, konisch, pink, 2.8 mm

102-6324

Moyen, conique, mauve / Mittel, konisch, lila, 3.2 mm

102-8793

Moyen, cylindrique, bleu / Mittel, zylindrisch, blau, 3.6 mm

102-6327

Idéal pour éliminer la plaque dentaire entre les dents. Le fil extra fin, recouvert de plastique, permet d'accéder facilement aux espaces interproximaux. Poils souples. Disponible avec un manche à emboîtement qui fixe fermement les recharges de brosses ou d'une brosse de voyage pratique et portable.

Schonende Entfernung von Plaque zwischen den Zähnen. Extra dünne Bürsten mit soften Borsten ermöglichen einfachen Zugang zu den Interdentalräumen. Der Griff ist kurz und handlich, mit Farbcodierung. Kunststoffummantelter Draht. Praktische Reiseversion, die Kappe zum Schutz der Bürste dient gleichzeitig als Griffverlängerung.



**Flosser Acclean® HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Zahnseide-Sticks

Lot de 48 x 3 pces / Packung 48 x 3 Stk

Goût menthe / Geschmack Minze

**112-6517**

Goût neutre / Geschmack Neutral

**112-6518**

Cure-dent avec fil dentaire intégré.

Zahnstocher mit integrierter Zahnseide.

**Flosser Acclean®, pour enfants HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Zahnseide-Sticks für Kinder

Lot de 48 x 3 pces / Packung 48 x 3 Stk

**112-6519**

Cure-dent avec fil dentaire intégré pour enfants, avec des motifs colorés d'animaux marins.

Zahnseide-Sticks mit grossem Griffstück speziell für kleine Kinderhände. Mit bunten Meerestier-Motiven.

**Flosser Acclean®, ortho goût neutre HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Ortho Zahnseide-Sticks neutral

Lot de 3 x 30 pces / Packung 3 x 30 Stk

**112-6520**

Cure-dents avec fil dentaire intégré, spécialement conçu pour l'orthodontie.

Zahnstocher mit integrierter Zahnseide speziell für den KFO-Bereich.

**Fil dentaire Acclean® 11 m HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Zahnseide 11 m

72 pces / 72 Stk

**155-0833** Menthe ciré / Minze, gewachst**155-1087** Menthe, non ciré / Minze, ungewachst**155-2165** Bubble-gum

Fil dentaire, idéal pour une utilisation professionnelle en cabinet. Les distributeurs pratiques de 11m conviennent très bien comme "give-away" pour vos patients.

Zahnseide, ideal für den professionellen Praxis-Einsatz. Die praktischen 11m-Spender eignen sich sehr gut als "give-away" für Ihre Patienten.

**Fil dentaire Acclean® 11 m HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Zahnseide 11 m

Lot de 72 pces / Packung 72 Stk Spender

Ciré / Gewachst

**155-7084**

Non ciré / Ungewachst

**155-9860**

Fil dentaire, idéal pour une utilisation professionnelle en cabinet.

Les distributeurs pratiques de 11m conviennent très bien comme "give-away" pour vos patients.

Zahnseide, ideal für den professionellen Praxis-Einsatz.

Die praktischen 11m-Spender eignen sich sehr gut als "give-away" für Ihre Patienten.

**Fil dentaire, 25 m, distributeur rose HENRY SCHEIN**

HS-Dental Zahnseidenspender 25 m, rosa

**979-6367**

Fil dentaire très efficace grâce à une composition et un revêtement spéciaux du fil.

Hocheffektive Zahnseide durch spezielle Zusammensetzung und Beschichtung des Fadens.



NOUVEAU / NEU



NOUVEAU / NEU



NOUVEAU / NEU



NOUVEAU / NEU



NOUVEAU / NEU



NOUVEAU / NEU



**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY



NOUVEAU / NEU



NOUVEAU / NEU



NOUVEAU / NEU

**Acclean® Plus Fil dentaire Menthe 100 m HENRY SCHEIN**HS-Acclean® Plus Zahnseide Minze 100 m  
155-2458

Fil dentaire, idéal pour une utilisation professionnelle en cabinet.

Zahnseide, ideal für den professionellen Praxis-Einsatz.

**Fil dentaire Acclean® 200 m HENRY SCHEIN**

HS-Acclean® Zahnseide 200 m

Non ciré / Ungewachst 155-2880	Ciré / Gewachst 155-4658	Menthe ciré / Minze Gewachst 155-4783
-----------------------------------	-----------------------------	--

Fil dentaire, idéal pour une utilisation professionnelle en cabinet.

Zahnseide, ideal für den professionellen Praxis-Einsatz.

**Gratte langue Acclean®, couleurs assorties HENRY SCHIEN**HS-Acclean® Zungenreiniger farblich sortiert  
72 pcs / 72 Stk  
900-7693

Cure-langue avec un antidérapant pratique sur le manche. Couleurs assorties.

Zungenreiniger mit praktischem Rutschstopp auf dem Handgriff. Farblich sortiert.

**Brossettes de prophylaxie sans latex HENRY SCHIEN**

HS-Zahnreinigungsbürsten latexfrei

Soft, rose boîte de 100 pces / Soft, rosa, Schachtel mit 100 Stk  
900-6526Medium, violet boîte de 100 pces / Medium, lila, Schachtel mit 100 Stk  
900-6525Hard, bleu boîte de 100 pces / Hart, blau, Schachtel mit 100 Stk  
900-6524

Brosses miniatures sans latex pour le nettoyage des dents, montées pour contre-angle.

Latexfreie Miniaturbürstchen zur Zahnreinigung, montiert für Winkelstück.

**Cupules de prophylaxie sans latex HENRY SCHIEN**

HS-Prophylaxekelche latexfrei

Soft, rose boîte de 100 pces / Soft, rosa, Schachtel mit 100 Stk  
900-6523Medium, violet boîte de 100 pces / Medium, lila, Schachtel mit 100 Stk  
900-6522Hard, bleu boîte de 100 pces / Hart, blau, Schachtel mit 100 Stk  
900-6521

Cupule prophylactique sans latex pour un nettoyage et un polissage efficaces des dents. Convient spécialement aux patients allergiques au latex.

Latexfreie Prophylaxekelche zur effizienten Zahnreinigung und Politur. Speziell für Patienten mit Latexallergie geeignet.



**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY

**Cupules de prophylaxie HENRY SCHEIN****HS-Prophylaxekelche**

36 pces / 36 Stk

**572-2518**

Cupules à polir "Prophy Cups" noires striées pour contre-angle.

Prophylaxekelche "Prophy Cups" schwarz, gestreift, für Winkelstück


Blanc à visser (144 pces)

Zum Aufschrauben (144 Stk)

**572-2528**

Cupules à polir "Prophy Cups" blanc à visser.

Prophylaxekelche "Prophy Cups" weiss zum Anvisieren.

**Acclean prophy paste HENRY SCHEIN****HS-Acclean® Prophy Paste****988-9944**

Tube de 100g / 100g Tube

Pâte prophylactique universelle offrant un polissage efficace et atraumatique RDA 40

Saveur : anis. Sans fluor.

Zahnreinigungs- und Polierpaste. Anis-Geschmack, fluoridfrei.

**Boîtes de contention, assortiment de 5 couleurs HENRY SCHEIN****HS-Aufbewahrungsbox, farblich sortiert**

20 pces / 20 Stk

**900-9611**

Boîtes en plastique dans les couleurs bleu, blanc, vert, vert fluo et rose.

Assorties en 5 couleurs. Dimensions (H x L x P) : 2,5 x 7,7 x 8 cm.

Kunststoffboxen in den Farben blau, weiss, grün, neongrün und rosa.

Farblich sortiert. Masse (H x B x T) : 2,5 x 7,7 x 8 cm.

**NOUVEAU / NEU****Boite en plastique solide et résistantes aux chocs HENRY SCHIEN****HS-KFO-Kunststoffboxen**

10 pces / 10 Stk

Blanche / Weiss

**900-2210**

Jaune / Gelb

**900-2211**

Orange / Orange

**900-2212**

Rose / Rosa

**900-2213**

Bleue / Blau

**900-2214**

Verte / Grün

**900-2215**

Boîtes en plastique solides et résistantes aux chocs pour le rangement et le transport des appareils orthodontiques et des travaux prothétiques.

Dimensions intérieures (L x H x P) : 7.7 x 2.5 x 8 cm)

Stossichere, stabile Kunststoffboxen zum Aufbewahren und Transportieren von KFO-Apparaturen und prothetischen Arbeiten.

Innenmasse (L x H x P) : 7.7 x 2.5 x 8 cm)





A HENRY SCHEIN® COMPANY

**Sachets de protection de plaques phosphore HENRY SCHIEN**  
**HS-Maxi-Gard VL für Speicherfolien**

2,2x3,5 cm	2,4x4,0 cm	3,1x4,1 cm
Taille 0 - Boite de 100 pces	Taille 1 - Boite de 100 pces	Taille 2 - Boite de 300 pces
Grösse 0 - Schachtel mit 100 Stk	Grösse 1 - Schachtel mit 100 Stk	Grösse 2 - Schachtel mit 300 Stk
<b>570-1558</b>	<b>570-1559</b>	<b>570-1560</b>

Accepte et décharge les plaques verticalement. Parfait pour les machines PSP qui acceptent les plaques le long du côté court. Les plaques se chargent rapidement et facilement. La couture papillon rend également le retrait de la plaque rapide et facile. Semi-transparente d'un côté pour que vous puissiez vérifier la bonne position de la plaque.

Die Lichtschutzhüllen schützen Phosphorplatten vor der Entwicklung durch Licht. Geeignet für alle Lichtschutzhüllen-Laser-Marken. Es wird keine Schere für das Öffnen benötigt, einfacher Öffnungsraum. Einfacher Verschluss durch Klebestreifen möglich. Transparente / schwarze Folien.



**Tablier de Plomb HENRY SCHEIN**  
**HS-Röntgenschutzschürze**  
**988-1841**

Le tablier de radiographie dentaire protège le thorax, les épaules et la colonne vertébrale du patient. Le matériau de surface est en nylon. Fermeture facile au niveau de la poitrine. Couleur : bleu. Équivalence plomb : 0,5 Pb. Taille unique.

Panorama-Röntgenschürze für Erwachsene in praktischer Einheitsgrösse. Schützt der Patienten im Front und Schulter bereich sowie im Wirbelsäulenbereich. Das Oberflächenmaterial ist aus Nylon.



### Conteneur d'aiguilles, 0,5 L, rond 8.6 x 15.7 cm HENRY SCHEIN

HS-Kanülensammler 0,5 Liter

988-1899

Les conteneurs sont conformes aux normes internationales (NF X 30-500/1999 et BS 7320/1995 et EN ISO 23907). Ils ont des ouvertures de différentes tailles pour permettre de jeter facilement différents matériaux. Le couvercle peut être fermé complètement et en toute sécurité par un double encliquetage. Le couvercle peut être retiré facilement par simple encliquetage. Les conteneurs sont fabriqués en plastique de haute qualité. Ils sont résistants à la rupture et à la perforation.

Die Behälter entsprechen den internationalen Standards (NF X 30-500/1999 und BS 7320/1995 und EN ISO 23907). Sie haben unterschiedlich grosse Öffnungen, um den Verwurf unterschiedlicher Materialien einfach zu ermöglichen. Der Deckel kann durch zweifaches Einrasten komplett und sicher verschlossen werden. Durch einfaches Einrasten kann der Deckel einfach wieder gelöst werden. Die Behälter sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Sie sind bruch- und durchstechtsicher.



NOUVEAU / NEU

### Conteneur d'aiguilles, 1,5 L, rond 14.5 x 15.2 cm HENRY SCHEIN

HS-Kanülensammler 1,5 Liter

988-1901

Les conteneurs sont conformes aux normes internationales (NF X 30-500/1999 et BS 7320/1995 et EN ISO 23907). Ils ont des ouvertures de différentes tailles pour permettre de jeter facilement différents matériaux. Le couvercle peut être fermé complètement et en toute sécurité par un double encliquetage. Le couvercle peut être retiré facilement par simple encliquetage. Les conteneurs sont fabriqués en plastique de haute qualité. Ils sont résistants à la rupture et à la perforation.

Die Behälter entsprechen den internationalen Standards (NF X 30-500/1999 und BS 7320/1995 und EN ISO 23907). Sie haben unterschiedlich grosse Öffnungen, um den Verwurf unterschiedlicher Materialien einfach zu ermöglichen. Der Deckel kann durch zweifaches Einrasten komplett und sicher verschlossen werden. Durch einfaches Einrasten kann der Deckel einfach wieder gelöst werden. Die Behälter sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Sie sind bruch- und durchstechtsicher.



NOUVEAU / NEU

### Aiguilles tronculaires stériles HENRY SCHEIN

HS-Sterile Injektionskanülen

27 g - 0.4x42 mm - Boîte de 100 pcs / Schachtel mit 100 Stk

900-0251

Aiguilles d'injection stériles pour ampoules cylindriques. Coupe à facettes de haute qualité, filetage métrique en plastique pour un maintien sûr et fiable. Revêtement en silicone pour une meilleure glisse.

Sterile Injektionskanülen für Zylinderampullen. Hochwertiger Facettenschliff, metrisches Kunststoffgewinde für sicheren und zuverlässigen Halt. Silikonbeschichtung für beste Gleitfähigkeit.



### Aiguilles Périapicales HENRY SCHEIN

HS- Periapikal Injektionskanülen

Boîte de 100 pcs / Schachtel mit 100 Stk

27 g - 0.4x25 mm

30 g - 0.3x16 mm

30 g - 0.3x21 mm

900-0250

900-0752

900-0252

### Aiguilles Intraligamentaires HENRY SCHEIN

HS- Intraligamentär Injektionskanülen

30 g - 0.3x12 mm - Boîte de 100 pcs / Schachtel mit 100 Stk

900-0253

Aiguilles d'injection stériles pour ampoules cylindriques. Coupe à facettes de haute qualité, filetage métrique en plastique pour un maintien sûr et fiable. Revêtement en silicone pour une meilleure glisse.

Sterile Injektionskanülen für Zylinderampullen. Hochwertiger Facettenschliff, metrisches Kunststoffgewinde für sicheren und zuverlässigen Halt. Silikonbeschichtung für eine bessere Gleitfähigkeit.





**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY



Inox



Maxima®

**Seringue à anesthésie HENRY SCHEIN**  
HENRY SCHEIN Anästhesiespritze

Inox pliable 1,8 ml  
Faltbare Edelstahlspritze 1,8 ml  
**900-6419**

Maxima® 1,8 ml  
Maxima® Spritze 1,8 ml  
**900-6421**

Seringue à anesthésie HENRY SCHEIN - Seringue Maxima® 1,8 ml

HENRY SCHEIN Anästhesiespritze - Maxima® Spritze 1,8 ml



**Coussin thermique HENRY SCHEIN**  
HS-Kältekompressen

24 pces / 24 Stk  
**900-8442**

Sacs réfrigérants rapides, 24 pces. Produit jetable à usage externe uniquement. Cassez la bulle d'eau à l'intérieur en pressant le sac avec les deux mains. Le secouer afin de mélanger le contenu. Appliquer sur les parties concernées. Indications : hématomes, entorses, température élevée et chaque fois qu'une application à froid est nécessaire.

Kältekompressen mit aufgerauter Oberfläche. Aktivierung durch Druck in der Mitte des Kissens. Für den einmaligen Gebrauch. Masse 15 x 19 cm.




**Endo cold spray HENRY SCHEIN**  
HS-Kältespray

Menthe - Spray de 200 ml / Minzgeschmack 200 ml  
**900-1383**

Spray froid (dispositif médical) qui convient parfaitement pour tester la vitalité des dents ou un refroidissement rapide.

Kältespray (Medizinprodukt), das sich gut zum Testen der Vitalität der Zähne oder für eine schnelle Abkühlung eignet.





**Porte fraises pour pièces à main HENRY SCHEIN**

HS-Bohrerstände für Handstück

18 pces / 18 Stk  
**900-8765**36 pces / 36 Stk  
**900-8766**

Porte-fraises en plastique pour fraises pièce à main de Ø 2,35 mm. La base peut être stérilisée à 134 °C. Le couvercle en plexiglas transparent ne peut pas être stérilisé. Dimensions (L x H x P) 6,3 x 5,8 x 5,1 cm.

Bohrerstände aus Kunststoff für Handstück-Instrumente mit Ø 2,35 mm. Die Basis ist bei 134 °C sterilisierbar. Die durchsichtige Plexiglasabdeckung kann nicht sterilisiert werden. Masse (B x H x T) 6,3 x 5,8 x 5,1 cm.



NOUVEAU / NEU

**Fraise acier HENRY SCHEIN**

HS-Stahlbohrer

Boîte de 25 pces / Box mit 25 Stk

Ronde CA 010 / Kugel CA 010  
**900-8368**Ronde CA 016 / Kugel CA 016  
**900-8371**Ronde CA 021 / Kugel CA 021  
**900-8373**Ronde CA 012 / Kugel CA 012  
**900-8369**Ronde CA 018 / Kugel CA 018  
**900-8372**Ronde CA 023 / Kugel CA 023  
**900-8374**Ronde CA 014 / Kugel CA 014  
**900-8370****Fraise Tungstène HENRY SCHEIN**

HS-Hartmetallbohrer

Blister de 10 pces / Blister mit 10 Stk

Ronde CA 4 014 / Kugel CA 4 014  
**100-1847**Ronde CA 6 018 / Kugel CA 6 018  
**100-8765**Ronde CA 5 016 / Kugel CA 5 016  
**100-0664**Ronde CA 8 023 / Kugel CA 8 023  
**100-1401****Forets de Gates HENRY SCHEIN**

HS-Gates Erweiterer

Boîte de 6 pces / Schachtel mit 6 Stk

N°1  
**988-0836**N°2  
**988-0837**N°3  
**988-0838**N°4  
**988-0839**N°5  
**988-0840**N°6  
**988-0841**N° 1-6  
**988-0842**

Les alésoirs Peeso sont utilisés pour élargir la partie coronaire du canal et peuvent également être utilisés pour créer plus de masse.

Die Peeso-Reibahlen werden verwendet, um den koronalen Teil des Wurzelkanals zu erweitern und können auch verwendet werden, um mehr Masse zu schaffen.

**Fraise Chirurgie Tungstène Zekrya HENRY SCHEIN**

HS-Zekrya chirurgicaler Wolframbohrer

Blister de 5 pces / Blister mit 5 Stk

FG 151 016  
**900-6299**FG 151L 016  
**900-6300**

Fraises chirurgicales utilisées pour sectionner les dents de sagesse incluses, séparer les racines et couper horizontalement au niveau de la racine.

Chirurgische Bohrer, die verwendet werden, um retinierte Weisheitszähne zu trennen, die Wurzeln zu trennen und horizontal an der Wurzel zu schneiden

**Brosse à fraises HENRY SCHEIN**

HS-Schiebebürste

55x23 cm  
**900-1826**70x28 cm  
**900-1827**

Brosse à fraises avec des poils en fil de laiton fin.

Mit Borsten aus feinem Messingdraht.



**Limes K HENRY SCHEIN**

**HS-Maxima® K-Feilen**

Boîte de 6 pcs / Schachtelmit 6 Stk

21 mm - N° 6  
**570-1260**

21 mm - N° 8  
**570-1261**

21 mm - N° 10  
**570-1262**

21 mm - N° 15  
**570-1264**

21 mm - N° 20  
**570-1265**

21 mm - N° 25  
**570-1266**

21 mm - N° 30  
**570-1267**

21 mm - N° 35  
**570-1268**

21 mm - N° 40  
**570-1269**

21 mm - N° 45  
**570-1270**

21 mm - N° 50  
**570-1224**

21 mm - Assortiment 10-35  
Sortiment 10-35  
**570-1230**

21 mm - Assortiment 40-70  
Sortiment 40-70  
**570-1231**

25 mm - N° 6  
**570-1232**

25 mm - N° 8  
**570-1233**

25 mm - N° 10  
**570-1234**

25 mm - N° 15  
**570-1244**

25 mm - N° 20  
**570-1245**

25 mm - N° 25  
**570-1246**

25 mm - N° 30  
**570-1247**

25 mm - N° 35  
**570-1248**

25 mm - N° 40  
**570-1249**

25 mm - N° 45  
**570-1251**

25 mm - N° 50  
**570-1252**

25 mm - Assortiment 10-35  
Sortiment 10-35  
**570-1243**


25 mm - Assortiment 40-70  
Sortiment 40-70  
**570-1250**

31 mm - Assortiment 10-35  
Sortiment 10-35  
**570-1258**

31 mm - Assortiment 40-70  
Sortiment 40-70  
**570-1259**

Instrument à canaux flexibles Maxima®, sous blister "facile à ouvrir" pour assurer la stérilité lors de l'utilisation d'une nouvelle lime. Les limes à main de fabrication allemande sont fabriquées en acier de haute qualité pour façonner efficacement le canal endo. Le manche est en forme de « sablier » plastique anatomique pour assurer une maniabilité maximale et limiter la fatigue des doigts. Les poignées sont de couleur ISO et contiennent un endo-stop en silicone, visible lors des radiographies.

Maxima® Instrumente mit flexiblen Kanälen, sind "einfach zu öffnende" Blisterverpackungen, um Sterilität bei Verwendung einer neuen Feile zu gewährleisten. Die deutschen Handfeilen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, um den Endo-Kanal effektiv zu formen. Der Griff ist anatomisch wie eine Sanduhr aus Kunststoff geformt, um maximale Handhabung zu gewährleisten und Fingerermüdung zu begrenzen. Die Griffe sind nach ISO-Farben gekennzeichnet und enthalten einen Endo-Stop aus Silikon, der auf Röntgenaufnahmen sichtbar ist.



**Pointes de gutta HENRY SCHEIN****HS-Guttaperchaspitzen Röhrchen**

Boîte de 6 tubes de 20 pointes

HS-Schachtel mit 6 Röhrchen zu 20 Spitzen

N° 15 900-8974	N° 20 900-8975
-------------------	-------------------

N° 25 900-8976	N° 30 900-8977
-------------------	-------------------

N° 35 900-8978	N° 40 900-8979
-------------------	-------------------

N° 15-40 900-8992	N° 45-80 900-8993
----------------------	----------------------

N° 90-140 900-8994
-----------------------

Pointes de gutta-percha fermes et flexibles pour une obturation optimale du canal radiculaire, même dans les canaux étroits et courbés, compatibilité tissulaire optimale et radio-opacité. Les pointes sont marquées d'une couleur à leur extrémité.

Guttaperchaspitzen fest und flexibel für eine optimale Wurzelkanalfüllung auch bei engen und gekrümmten Kanälen, optimal gewebeverträglich und röntgensichtbar. Die Spitzen sind an ihrem Kopfende farblich markiert.

**Pointes de papier HENRY SCHEIN****HS-Papierspitzen Röhrchen**

200 pces / 200 Stk

N°15 900-9013	N°20 900-9014
------------------	------------------

N°25 900-9015	N°30 900-9016
------------------	------------------

N°35 900-9017	N° 40 900-9018
------------------	-------------------

N°15-40 900-9031	N°45-80 900-9032
---------------------	---------------------

Pointes en papier blanc stériles pour le nettoyage et le séchage du canal radiculaire, solides mais flexibles, exemptes de liants et de produits de contraste, longueur 28 mm. Identification de la taille par un marquage couleur ISO à l'extrémité de la pointe. Les emballages des tailles ISO 015 à 110 contiennent 200 pièces.

Sterile, weisse Papierspitzen zum Reinigen und Trocknen des Wurzelkanals, fest und doch flexibel, frei von Binde- und Kontrastmitteln, Länge 28 mm. Kennzeichnung der Grösse durch ISO-Farbmarkierung am Kopfende der Spitze. Die Packungen der ISO-Grössen 015 bis 110 enthalten 200 Stk.





**Max Filltemp HENRY SCHEIN**  
HS-Max Filltemp Verschlussmasse Universal  
Coffret de 2x28 g / Schachtel mit 2x28 g  
**900-1614**

Le ciment de remplissage temporaire est utilisé lors de procédures nécessitant davantage de visites chez le dentiste, par ex. Procédures endodontiques. Le matériau durcit au contact de la salive, aucun mélange requis, durcit après que le patient quitte la chirurgie. Le matériau de remplissage temporaire n'est pas conçu pour durer plus de quelques semaines. Résistance mécanique optimisée ; cliniquement adéquate. Pourtant facilement enlevé. Base en résine synthétique : imperméable aux médicaments radicaux. Consistance compressible ; s'adapte pour former une excellente étanchéité. Bonne adhérence à la dentine.

Selbsthärtendes, temporäres Füllungsmaterial auf Zinkoxid-Kunststoff-Basis. Gebrauchsfertig, ideal zur Versorgung von Inlay-Präparationen, bei medikamentösen Einlagen oder bei langwierigen endodontischen Eingriffen. Das Material härtet unter Speichereinwirkung aus und lässt sich gut in der Kavität adaptieren, leicht modellieren und ist nach Aushärtung sehr hart. Einfach zu entfernen und fluoridhaltig.



**Hydroxyde de calcium HS**  
HS-Calciumhydroxid  
Seringue 2g + 20 embouts , le coffret / 2 g Spritze + 20 Spitzen, die Box  
**900-3663**

Matériau d'obturation provisoire des canaux radicaux.  
Composition : Hydroxyde de calcium (30 %), sulfate de baryum (35 %) et polypropylène glycol (35 %).  
Domaines d'application : Pulpotomie partielle, apexification, matériau d'obturation provisoire d'un canal radiculaire infecté. Il est radio-opaque, facile à manipuler et à livrer au bon endroit grâce aux pointes.

Calciumhydroxid mit Bariumsulfat. Röntgensichtbar. Die Paste enthält Calciumhydroxid auf wässriger Basis.  
Packing: Spritze und 20 Applikationstips.



**HS Disques Mousse**  
HS-Schaumstoffscheiben für Interimsständer  
5 mm - 50 mm 50 pcs / 50 Stk  
**900-2696**

10 mm - 50 mm 25 pcs / 25 Stk  
**900-2695**

Coussinets universels en mousse de 5 cm de diamètre. Les coussinets en mousse sont autoclavables jusqu'à 135 degrés. Produit disponible en 5 et 10 mm d'épaisseur pour tous les organisateurs endo du marché.

Schaumeinsätze zum Ablegen von Wurzelkanalinstrumenten, passend u.a. für Clean Stand/Interim Stand.



**HS Endo Organizer Alu 40x30 mm Rond**  
HS-Endo Ablegedose  
**900-8162**

Pour poser et ranger les instruments endo pendant et après le traitement. Les disques en mousse sont vendus séparément. Dimensions : Ø 4 cm, hauteur 3 cm.

Zum Ablegen und Aufbewahren von Endo-Instrumenten während und nach der Behandlung. Schaumstoffscheiben sind separat erhältlich. Masse Ø 4 cm, 3 cm hoch.



**Digue dentaire sans latex HENRY SCHEIN****HS-Kofferdam latexfrei**

Medium 15x15 cm - Boîte de 30 pces

Mittel 15x15 cm - Schachtel mit 30 Stk

**570-1396**

La digue en caoutchouc est fabriquée en polyisoprène, un matériau qui ressemble beaucoup au caoutchouc. Il a une structure polymère et des propriétés physiques similaires à celles du caoutchouc naturel, mais sans les allergènes potentiels des protéines de latex. Haute extensibilité. Ne contient pas de poudre. Inodore.

Der Kofferdam besteht aus Polyisopren, ein Material, das Gummi sehr ähnlich ist. Es hat eine ähnliche Polymerstruktur und physikalische Eigenschaften wie Naturkautschuk nur ohne die potenziellen Allergene von Latexproteinen. Hohe Reißfestigkeit. Hohe Dehnbarkeit. Puderfrei. Geruchsneutral.

**Digue dentaire HENRY SCHEIN****HS-Kofferdam**

15x15 cm - Boîte de 36 pces

15x15 cm - Schachtel mit 36 Stk

Fines / Fein

**900-2650**

Medium / Mittel

**900-2651**

Epaisses / Dick

**900-2652**

Digue dentaire latex HENRY SCHEIN - Medium 15x15 cm - Boîte de 36

Hochwertiger, Kofferdam aus Naturlatex im Format 15x15 cm - Schachtel mit 36

**Cadre à digue Acier Inoxydable HS****HS-Kofferdamrahmen****900-6436**

Cadre de digue en forme de U en acier inoxydable avec 7 goupilles pour une fixation parfaite.

Kofferdamrahmen in U-Form aus rostfreiem Edelstahl mit 7 Stiften zur perfekten Fixierung.

**Crampon HENRY SCHEIN****HS-Kofferdamklammern - Einzelgrößen**

1 pce / 1 Stk

N° 2

**900-4545**

N° 2A

**900-4546**

N° 7

**900-4548**

N° 8A

**900-4555**

N° 9

**900-4547**

N° 12A

**900-4553**

N° 13A

**900-4554**

N° 14

**900-4551**

N° 14A

**900-4552**

N° W3

**900-4549**

N° W8A

**900-4550**Assortiment de 11 Sortiments  
Sortiment der 11 Einzelgrößen**900-4560**Support vide autoclavable  
HS-Kofferdamklammern-Ständer**900-6496**

Crampon HENRY SCHEIN

Autoklavierbare Kofferdamklammern.



**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY



### Composite Nano Hybride Natural Elegance HS-Maxima® Natural Elegance Nano-Hybrid-Komposit

A1/D2 - Unidoses de 0,25 g - Boîte de 20 pces  
 Tips - A1/D2 - Einzeldosen von 0,25 g - Schachtel mit 20 Stk  
**900-3545**

A2/B2 - Unidoses de 0,25 g - Boîte de 20 pces  
 Tips - A2/B2 - Einzeldosen von 0,25 g - Schachtel mit 20 Stk  
**900-3546**

A3/D3 - Unidoses 0,25 g - Boîte de 20 pces  
 Tips - A3/D3 - Einzeldosen von 0,25 g - Schachtel mit 20 Stk  
**900-3547**

A3,5/B3 - Unidoses de 0,25 g - Boîte de 20 pces  
 Tips - A3,5/B3 - Einzeldosen von 0,25 g - Schachtel mit 20 Stk  
**900-3548**

Le composite nano-hybride Natural Elegance est un composite nano-hybride, sculptable, radio-opaque et hautement chargé pour la restauration de toutes les dents.  
 Natural Elegance Nano Composite couvre une large gamme de teintes de dents avec moins de teintes.

Röntgenopaques, hochgefülltes Nano-Hybrid-Komposit für alle Restaurationen. Perfekte Eigenschaften bei der Verarbeitung. Es klebt nicht und es hat eine einfache formbare Konsistenz.

### Natural Elegance Flow Nano-hybride HENRY SCHEIN HS-Maxima® Natural Elegance Nano-Hybrid-Komposit Flow

A2/B2 - Seringue / Spritze  
 2,3 g  
**900-3854**

A3/D3 - Seringue / Spritze  
 2,3 g  
**900-3855**

HS-Maxima® Natural Elegance Nanohybrid Flow est le complément parfait de tous les autres produits HS-Natural Elegance Nano Composite avec la même formulation innovante qui permet une large application : petites obturations, réparation de facettes en composite et en céramique, scellement étendu de fissures et pose de la première couche d'obturation. Sa fluidité optimale permet d'obturer les plus petites cavités. La consistance est thixotrope et le matériau ne goutte pas. Conditionnement : seringue et 3 canules d'application.

HS-Maxima® Natural Elegance Nanohybrid Flow ist die perfekte Ergänzung für alle anderen HS-Natural Elegance Nano Komposit Produkte mit der gleichen innovativen Formulierung, die eine breite Anwendung erlaubt: kleine Füllungen, Reparaturen von Komposit- und Keramikveneers, erweiterte Fissurenversiegelung und Legen der ersten Füllungsschicht. Die optimale Fliesseigenschaft ermöglicht es, auch kleinste Kavitäten zu füllen. Die Konsistenz ist thixotrop und das Material tropft nicht. Packung: Spritze und 3 Applikationskanülen.

## Etch Gel 37% Jumbo HS-Ätzelgel 37% Jumbo

Kit Seringue 60 g + 3 embouts / Kit - Spritze 60 g + 3 Applikationskanülen  
572-2602

Recharge Seringue 60 g / Spritzenachfüllung 60 g  
572-2603

Henry Schein Etch gel est un gel de mordantage à 37% d'acide phosphorique avec des propriétés d'écoulement thixotropes optimales. Il est utilisé pour mordancer les substances dentaires lors des techniques de mordantage de l'émail et de mordantage total.

37 % Phosphorsäure-Ätzelgel mit optimalem thixotropen Fließverhalten. Es dient zum Ätzen von Zahnschmelz im Rahmen der Schmelz-Ätz-Technik und der Total-Etch-Technik. Das Ätzelgel kann leicht in die Applikationsspritzen umgefüllt und appliziert werden. Es trocknet nicht aus und hat eine Haltbarkeit von mindestens 3 Jahren bei einer Lagertemperatur von 25 °C ab dem Herstellungsdatum.  
Packung: 60 g Spritze HS-Ätzelgel, 5x3 ml Applikationsspritzen, 3 Applikationskanülen.



## Canules Etch Gel HENRY SCHEIN HS-Applikationskanülen für Ätzelgel

Lot de 100 embouts aiguille  
Set mit 100 Nadelspitzen  
988-3123

Lot de 5 seringues vides de 3 ml  
Set mit 5 leeren Spritzen von 3 ml  
988-3122

Canules Etchgel (22G) avec embout métallique courbé pour une application contrôlée du gel Etch. Convient aux seringues HS - Etch Gel.

Applikationskanülen für Ätzelgel mit gebogener Spitze (22G), passend für die HS-Applikationsspritzen.



## Adhésif Universel Maxima® Natural Elegance HS-Maxima® Natural Elegance Universal Bond 5 ml 988-4250

HS-Maxima® Natural Elegance Universal Bond 5 ml. Un bonding monocomposant photopolymérisé qui est auto-mordant, technique de mordantage sélectif ou total utilisé. Pas de solvants volatils à base d'acétone qui pourraient faire s'évaporer rapidement la technologie nanofilled - fournit une couche de bonding homogène et améliore les propriétés mécaniques. Intégrité marginale exceptionnelle avec un faible risque de sensibilité marginale. Antibactérien \*Méthode d'essai : test de prolifération pour tester l'activité antimicrobienne avec S. epidermidis de QualityLabs, Allemagne. Nouveau flacon facile à utiliser. Le matériau est une version plus développée et améliorée du bonding régulier de 7<sup>e</sup> génération. Le Maxima® Natural Elegance Universal Bonding est un bonding qui peut être utilisé pour toutes les techniques de mordantage. Cela signifie : UN seul bonding dans le cabinet pour chaque traitement. Bonding des matériaux composites et des composites sur l'émail et la dentine Bonding des restaurations en céramique et en composite sur l'émail et la dentine Bonding de la céramique, des composites, du métal et de l'amalgame. Scellement de la dentine.

HS-Maxima® Natural Elegance Universal Bond 5 ml. Ein lichtgehärtetes Einkomponenten-Bonding, das selbstständig ist, und für selektives Ätz- oder Total-Ätztechnik verwendet wird. Keine flüchtigen Lösungsmittel auf Acetonbasis, die die Nanofilled-Technologie schnell verdampfen lassen könnten. Es liefert eine homogene Bondingschicht und verbessert die mechanischen Eigenschaften. Herausragende marginale Integrität mit geringem Risiko einer marginalen Empfindlichkeit. Antibakteriell \*Testmethode: Proliferationstest zur Prüfung der antimikrobiellen Aktivität mit S. epidermidis von QualityLabs, Deutschland. Neue benutzerfreundliche Flasche. Material ist eine weiterentwickelte und verbesserte Version der regulären 7<sup>th</sup> generation Bonding. Das Maxima® Natural Elegance Universal Bonding ist ein Bonding, dass für alle Ätztechniken verwendet werden können. Das heisst: EIN Bonding in der Praxis für jede Behandlung. Bonding von Kompositmaterialien und Kompositen auf Zahnschmelz und Dentin Bonding von Keramik- und Kompositrestaurationen an Zahnschmelz und Dentinbonding von Keramik, Kompositen, Metall und Amalgam. Dentin-Versiegelung.



**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY

**Matrices Sectionnelles HENRY SCHEIN****HS-Maxima® Teilmatrixensystem**

Taille S - Boîte de 50 pces / Grösse S - Schachtel à 50 Stk  
**900-7985**

Taille M - Boîte de 50 pces / Grösse M - Schachtel à 50 Stk  
**900-7986**

Taille L - Boîte de 50 pces / Grösse L - Schachtel à 50 Stk  
**900-7987**

Kit de 150 pces / Set - 150 Stk  
**900-7984**

Recharge de bagues / Ringe und Silikonprotectoren  
 2 x 8 pces / 2 x 8 Stk  
**900-7988**

Recharge de silicones / Silikonprotectoren  
 50 pces / 50 Stk  
**900-7989**

Le système de matrices partielles pour les restaurations de classe II se compose de matrices préformées de 3 tailles différentes et de crochets de fixation avec des pointes en silicone. Le système permet de restaurer facilement les points de contact en respectant l'anatomie naturelle de la dent. Bon confort pour le patient. Grâce aux protecteurs en silicone à l'extrémité des crochets, une meilleure adaptation est possible. Épaisseur de la matrice 0,05 mm.

Das Teilmatrixensystem für Restaurationen der Klasse II besteht aus vorgeformten Matrizen in 3 unterschiedlichen Grössen und aus Befestigungsklammern mit Silikonspitzen. Das System ermöglicht eine einfache Wiederherstellung der Kontaktstellen unter Berücksichtigung der natürlichen Zahn Anatomie. Guten Patientenkomfort. Durch die Silikonprotectoren am Ende der Klammern ist eine bessere Anpassung möglich. Matrizenstärke 0,05 mm.

**HS-RGI Ciment Verre Ionomère X-Fast, capsules****HS-RGI - X-Fast, Kapseln**

Teinte A2 - 50 pces / Farbton A2 - 50 Stk  
**900-7998**

Teinte A3 - 50 pces / Farbton A3 - 50 Stk  
**900-7999**

Ciment verre ionomère fluorescent semblable à la dent dans des capsules auto-activantes, biocompatible, libération élevée de fluor. Pour les obturations de cavités de classe I ne portant pas d'occlusion ainsi que pour les obturations semi-permanentes de cavités de classe I et II, les obturations de lésions cervicales, les cavités de classe III et V. Pour la restauration des dents de lait, les sous-obturations / liner, la reconstitution de moignons et les obturations temporaires, le scellement étendu de fissures. Adaptation marginale et obturation parfaites en un seul produit grâce à la modification de la viscosité pendant l'application. Temps de durcissement très rapide de seulement deux minutes après la pose de l'obturation. Haute résistance à la compression et à l'abrasion.

Zahnähnlich fluoreszierender Gasionomer Zement in selbst-aktivierenden Kapseln, biokompatibel, hohe Fluoridabgabe. Für Füllungen von nicht okklusionstragenden Kavitäten der Klasse I sowie für semipermanente Füllungen von Kavitäten der Klasse I und II, Füllungen von Zahnhalsläsionen, Klasse III und V-Kavitäten. Zur Restauration von Milchzähnen, Unterfüllungen / Liner, Stumpfaufbau und temporäre Füllungen, erweiterte Fissurenversiegelung. Perfekte Randadaptation und Stopfbarkeit in einem Produkt durch Viskositätsänderung während der Applikation. Sehr schnelle Aushärtezeit von nur zwei Minuten nach Füllungslegung. Hohe Druckfestigkeit und Abrasionsbeständigkeit.



## HS disque de finition polissage

### HS-Finier- und Polierscheiben

Starter Kit Ø 10mm Gros, moyen, fin, extra fin et 1 mandrin (4 x 30 pces)  
 Starter Kit Ø 10mm Grob, mittel, fein, extra fein und 1 Mandrell (4 x 30 Stk)  
**900-8436**

Starter Kit Ø 14mm Gros, moyen, fin, extra fin et 1 mandrin (4 x 30 pces)  
 Starter Kit Ø 14mm Grob, mittel, fein, extra fein und 1 Mandrell (4 x 30 Stk)  
**900-8431**



Xtra Fin Ø 14mm extra fin 80 pces  
 Nachfüllpackung Ø 14mm extra fein 80 Stk  
**900-8435**

Xtra Fin Ø 14mm fin 80 pces  
 Nachfüllpackung Ø 14mm fein 80 Stk  
**900-8434**

Xtra Fin Ø 14mm moyen 80 pces  
 Nachfüllpackung Ø 14mm mittel 80 Stk  
**900-8433**

Xtra Fin Ø 14mm gros 80 pces  
 Nachfüllpackung Ø 14mm gross 80 Stk  
**900-8432**

Xtra Fin Ø 14mm extra gros 80 pces  
 Nachfüllpackung Ø 14mm extra gross 80 Stk  
**988-2142**

Xtra Fin Ø 10mm extra fin 80 pces  
 Nachfüllpackung Ø 10mm extra fein 80 Stk  
**900-8440**

Xtra Fin Ø 10mm fin 80 pces  
 Nachfüllpackung Ø 10mm fein 80 Stk  
**900-8439**

Xtra Fin Ø 10mm moyen 80 pces  
 Nachfüllpackung Ø 10mm mittel 80 Stk  
**900-8438**

Xtra Fin Ø 10mm gros 80 pces  
 Nachfüllpackung Ø 10mm gross 80 Stk  
**900-8437**

Xtra Fin Ø 10mm extra gros 80 pces  
 Nachfüllpackung Ø 10mm extra gross 80 Stk  
**988-2143**

Disques de finition et de polissage HS extra-minces Disques de finition et de polissage snap-on flexibles et extra-minces avec revêtement en oxyde d'aluminium dans les Ø 14 mm et 10 mm, respectivement dans les granulométries grossière, moyenne, fine et extra-fine. Emballage : 30 disques de chaque granulométrie grossière, moyenne, fine, extra-fine et 1 mandrin.

HS-Finier und Polierscheiben, snap-on mit Aluminoxidbeschichtung in den diam. 10 un 14 mm, jeweils in der Körnungen grob, mittel, fein und extra fein. 30 Scheiben pro Packung. 1 Manderell im Starterkit

## Mandrin pour disque de finition polissage Xtra Fin

### HS-Mandrell extra fein

**900-8441**

Mandrin pour disque de finition polissage Xtra Fin

Finier- und Polierscheiben extradünn, Mandrell. Winkelstückmandrell snap-on für extradünne Finier- und Polierscheiben.



**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY

**Strips à polir et à finir****HS-Finir- und Polierstreifen**

4 mm x 170 mm. 100 pces / 100 Stk

**900-9646**

Bandes de finition et de polissage des résines composites, 4 mm x 170 mm, boîte de 100 pces. Les bandes sont recouvertes de grains moyens et fins; couleurs grises et blanches respectivement; séparés par une zone non enduite

Finier- und Polierstreifen aus Aluminiumoxid zum Bearbeiten von Compositen, Kompomeren, Glassionomeren. Die Streifen sind reissfest und haben je eine medium und eine feine Beschichtung. Farbe grau und weiss, separiert durch eine unbeschichtete Zone. Masse 4 mm x 170 mm.

**Kit pour la finition des résines HENRY SCHEIN****HS-Prothesen-Anpassungs-Set****900-2104**

Assortiment pour éliminer les points de pression sur les prothèses en résines. Ce kit permet de résoudre les problèmes de manière optimale en un minimum de temps. Polissoir en silicone Torpedo pour une vitesse maximale de 7.000 tr/min. Emballage : 1 fraise spéciale en carbure de tungstène pour enlever les points de pression, 1 polissoir vert en silicone grossier, 3 polissoirs gris en silicone moyen pour le polissage lisse, 1 polissoir jaune en silicone (fin) pour le polissage brillant. La fraise en métal dur peut être commandée séparément (9001930).

Sortiment zur Entfernung von Druckstellen an Kunststoff-Prothesen. Dieses Set erlaubt optimale Problemlösungen in kürzester Zeit. Torpedo Silikonpolierer für maximal 7.000 UpM. Packung: 1 Spezial-Hartmetallfräser zum Abtragen der Druckstelle, 1 grüner Silikonpolierer grob, 3 graue Silikonpolierer mittel zum Glattschleifen, 1 gelber Silikonpolierer (fein) zum Hochglanzpolieren. Hinweis: Der Hartmetallfräser kann separat bestellt werden (9001930).

**NOUVEAU / NEU****Recharge pour la finition des résines HENRY SCHEIN****HS-Silikonpolierer gekörnt**

Pack 6 pces / Packung 6 Stk



Fin Beige / Fein, beige  
**900-2123**

Moyen Gris / Mittel, grau  
**900-2122**

Gros, Vert / Grob, grün  
**900-2124**

Polissoirs en silicone pour éliminer les points de pression sur les prothèses en plastique. Les polissoirs en silicone grossier (vert) et moyen (gris) conviennent pour le polissage lisse et le polissoir en silicone fin (beige) pour le polissage brillant. Polissoirs en silicone Torpedo pour une vitesse maximale de 7.000 tr/min.

Silikonpolierer zur Entfernung von Druckstellen an Kunststoff-Prothesen. Die Silikonpolierer grob (grün) und mittel (grau) eignen sich zum Glattschleifen und der Silikonpolierer fein (beige) zum Hochglanzpolieren. Torpedo Silikonpolierer für maximal 7.000 UpM.

**NOUVEAU / NEU**

**HS-Maxima® Alginate Plus Regular****HS-Maxima® Alginat**

Sachet de 500 g

500 g Beutel

572-0874

**HS-Maxima® Alginate Plus Fast****HS-Maxima® Alginat**

Sachet de 500 g

500 g Beutel

572-0876

**HS-Maxima® Krom Alginate Plus Color****HS-Maxima® Alginat**

Color, Krom-Alginate Plus

Sachet de 500 g

500 g Beutel

572-0878

Maxima® Alginate Plus est disponible en prise rapide et régulière. Les alginates (classe B type 1) sont sans poussière avec un arôme de menthe. La différence est le temps de travail, la prise régulière est de 90 secondes tandis que la prise rapide est de 60 secondes (y compris le temps de mélange).

Le Maxima Krom-Alginate est la version à changement de couleur à prise rapide (classe A type 1) qui passe au violet lors du mélange, au rose lorsqu'il est prêt à être placé dans la bouche du patient et au blanc lorsqu'il est prêt à être retiré de la bouche du patient. Temps de prise orale d'environ 1 minute pour la prise rapide et 90 secondes pour la prise régulière. Tous les alginates Maxima sont exempts de silice cristalline. Un sac de 500 grammes fera environ 35 impressions complètes. Le matériau reste stable pendant 48 heures lorsqu'il est conservé dans un sac en plastique fermé légèrement humide. Le produit est conforme aux normes ISO 21563 et ADA18.

Maxima® Alginat Plus ist in schneller und regelmässiger Abbindung erhältlich. Die Alginate (Klasse B Typ 1) sind staubfrei und haben ein Minzaroma. Der Unterschied liegt in der Arbeitszeit. Der normale Halt beträgt 90 Sekunden, während die Schnelleinstellung 60 Sekunden beträgt (inklusive der Mischzeit). Maxima Krom-Alginat ist die schnelhärtende Farbwechsellversion (Klasse A Typ 1), die sich beim Mischen violett färbt, rosa, wenn sie bereit ist, in den Mund des Patienten gelegt zu werden, und weiss, wenn sie bereit ist, aus dem Mund des Patienten entfernt zu werden. Orale Einnahmezeit von ca. 1 Minute bei schneller Einnahme und 90 Sekunden bei regelmässiger Einnahme. Alle Maxima-Alginate sind frei von kristallinem Siliziumdioxid. Ein 500-Gramm-Beutel reicht für etwa 35 vollständige Abdrücke. Das Material bleibt 48 Stunden lang stabil, wenn es in einem geschlossenen, leicht feuchten Plastikbeutel aufbewahrt wird. Das Produkt entspricht den Normen ISO 21563 und ADA18.

**Ortho Alginate Extra Rapide HENRY SCHEIN****HS-Ortho Alginat extra schnell**

Sachet de 12x500 g / Beutel 12x500 g

900-3951

Ortho Alginate est un alginate sans poussière à prise extra rapide (classe B type 1) avec un arôme de menthe. Temps de prise 1,40'. Temps de prise orale d'environ 30 secondes.

Le matériau reste stable pendant 48 heures lorsqu'il est conservé dans un sac en plastique.

Schnellabbindendes Alginat, staubfrei. Abdrücke für Kieferorthopädie, Planungsmodelle. Leicht anmischbar, sehr schnelle Wasseraufnahme, längere Haltbarkeit der Abdrücke. Abbindezeit 1.40 Minuten. Farbe blau. Minzgeschmack.

**Spatule à alginate HENRY SCHEIN****HS-Alginatpatel Kunststoff**

Bleu / Blau

900-1309

**Bol de mélange Moyen HENRY SCHEIN****HS-Anrührbecher mittel**

900-1464

Bol de mélange flexible et lisse. Moyen : Ø 110 mm, hauteur 75 mm, volume 400 ml.

HS-Flexibler, glatter Anrührbecher. Mittel : Ø 110 mm, Höhe 75 mm, Volumen 400 ml.

**Bol de mélange flexibles HENRY SCHEIN****HS-Anrührbecher**

Large 13 cm - H 90 mm

Gross 13 cm - H 90 mm

900-1473

Tasse souple avec une surface lisse et autonettoyante.

Flexibler Becher mit glatter, selbstreinigender Oberfläche.



NOUVEAU / NEU



A HENRY SCHEIN® COMPANY

### VPS Hydro Bite HENRY SCHEIN

HS-VPS-HydroBite, Bissregistrar

Le lot de 2 cartouches 50 ml

Das Set mit 2 Kartuschen 50 ml

900-1268

Matériau d'enregistrement de l'occlusion dans la nouvelle cartouche de sécurité. Enregistrement de morsure basé sur un silicone avec une superbe thixotropie, ce qui signifie pas d'affaissement. Prise super rapide avec une excellente dureté finale (Shorehardness 95) et beaucoup de détails. Nécessite un pistolet DS 50 et des embouts mélangeurs verts. Sans saveur. Non compatible avec 3M®, car 3M® est un système fermé.

Hydrophiles, thixotropes Bissregistriermaterial auf Basis additionsvernetzender Vinyl-Silikone in der Sicherheitskartusche (50 ml = 75 g). Die speziellen Konturierungsdüsen vereinfachen das Auftragen auf die Okklusionsflächen. Schnellabbindend, Shore-A Härte 95 nach 24 Stunden. Farbe blau.



## VPS Hydro Light HENRY SCHEIN

Matériaux d'empreinte Silicone  
Abdruckmaterialien Silikon

Light Body Fast Wash - Boîte standard (2 x 50 ml)

Light Body Fast Wash, VPS Hydro - Standardbox (2 x 50 ml)

900-1453

Light Body Fast Wash - Boîte économique (4 x 50 ml)

Light Body Fast Wash, VPS Hydro - Eco-Packung (4 x 50 ml)

900-1454

Light Body Regular Wash - Boîte standard (2 x 50 ml)

Light Body Regular Wash, VPS Hydro -Standardbox (2 x 50 ml)

900-1451

Light Body Regular Wash - Boîte économique (4 x 50 ml)

Light Body Regular Wash, VPS Hydro - Eco-Packung (4 x 50 ml)

900-1452

Regular Body Wash - Boîte standard (2 x 50 ml)

Regular Body Wash, VPS Hydro - Standardbox (2 x 50 ml)

900-1455

Regular Body Wash - Boîte économique (4 x 50 ml)

Regular Body Wash, VPS Hydro - Eco-Packung (4 x 50 ml)

900-1456

VPS Hydro Light HENRY SCHEIN - Light Body Fast Wash - Boîte économique

Reproduction précise dans les détails. Excellentes propriétés mécaniques (haute résistance à la déchirure, etc.)

Non compatible avec 3M®, car 3M® est un système fermé.

HS-A Silikon Light Body Fast Wash, VPS Hydro - Eco-Packung. Additionsvernetzendes, dünnfließendes Silikon-Korrekturmaterial in der Sicherheitskartusche für die Korrekturabformung und für Doppelmischtechnik. Hydrophil.

Nicht kompatibel mit 3M®, da 3M® ein geschlossenes System ist.





### Pistolet Distributeur DSA 50 1:1/2:1, pour cartouches doubles

HS-Mischpistole 1:1 / 2:1 Filigran  
900-9653

Pistolet distributeur d'origine pour cartouches de mélange automatique, 1:1 / 2:1, y compris glissière, nouveau design, utilisable avec le système S- et T-Mixer.

Mischpistole 1:1/2:1 für Doppelkartuschen. Konstruiert für filigrane Hände. Geringerer Kraftaufwand nötig. Sichere und saubere Handhabung durch formstabile Konstruktion. Präzise Dosierung.

### Pistolet distributeur : Le pistolet 4:1

HS-Mischpistole 10:1 / 4:1 Filigran  
112-6776

Pistolet mélangeur 10:1 / 4:1 pour cartouches. Conçu pour les petites mains. Moins de force nécessaire. Sûr et propre à manipuler grâce à sa construction indéformable. Dosage précis. Le pistolet mélangeur peut traiter à la fois des matériaux 10:1 et 4:1 sans avoir à remplacer le piston.

Mischpistole für Kartuschenmaterialien. Konstruiert für kleine Hände. Geringerer Kraftaufwand nötig. Sichere und saubere Handhabung durch formstabile Konstruktion. Präzise Dosierung. Die Mischpistole kann gleichzeitig Materialien mit 10:1/4:1 verarbeiten, ohne die Kolben tauschen zu müssen.



### Embouts mélangeurs HENRY SCHEIN

HS-Mischkanülen 1:1

Sachet de 50 pces / Beutel mit 50 Stk

Jaune / Gelb  
900-9620

Rose / Rosa  
900-9621

Vert / Grün  
900-9622

Nouvelle conception avancée du T-Mixer, la pointe plus courte permet d'économiser 30 % de matériau d'empreinte pendant le processus de mélange.

Sicherheitsmischkanülen; verwendbar für alle regulären Abformmaterialien mit grünen Verschlusskappen. Kurze Mischspirale - dadurch Materialersparnis.



### Embout intra-oral (convient uniquement aux embouts jaunes)

Intraoralspitze (passt nur auf gelbe Spitzen)

S50 jaune 100 pces / sac - S50 gelb 100 Stk / Beutel

988-4290

Embout intra-oral S50 jaune 100 pces / sac (convient uniquement aux embouts jaunes).

Intraoralspitze S50 gelb 100 Stk / Beutel (passt nur auf gelbe Spitzen).



**VPS Hydro Silicone Putty HENRY SCHEIN**

**HS-VPS Hydro A-Silikon Putty soft**



Soft Regular Putty - 2x250 ml

Dose - 2 x 250 ml

**900-1448**

Soft Fast putty - 2x250 ml

Dose - 2x250 ml

**900-1450**

Matériau de préformage silicone hydrophile, réticulant par addition, pour la technique du double mélange, pour la prise d'empreinte de correction et pour la prise d'empreinte sandwich. Le putty est hydrocompatible, indéformable et thixotrope. Il offre une excellente résilience et une grande stabilité dimensionnelle. Putty Soft Fast (pâte à modeler à consistance souple, couleurs : Pâte de base verte, Pâte de catalyseur blanche) : Temps de mélange env. 30 secondes, temps de travail env. 90 secondes, temps de séjour en bouche env. 2.30 minutes. Dureté Shore A 60. Putty Soft Regular (pâte à modeler à consistance souple, couleurs : Pâte de base bleue, pâte de catalyseur blanche) : Temps de mélange env. 30 secondes, temps de travail env. 120 secondes, temps de séjour en bouche env. 3.30 minutes. Dureté Shore A 60. Les emballages des matériaux de base ainsi que les cuillères de dosage ont des couleurs adaptées aux matériaux. Afin d'éviter des réactions chimiques erronées, veuillez utiliser uniquement les cuillères de dosage de la couleur correspondante.

Hydrophiles, additionsvernetzendes Silikon-Vorabformmaterial für die Doppelmischtechnik, für die Korrekturabformung und für die Sandwichabformung. Das Putty ist hydrokompatibel, formbeständig und thixotrop. Es bietet eine exzellente Rückstellfähigkeit und hohe Dimensionsstabilität. Putty Soft Fast (Knetmasse mit geschmeidiger Konsistenz, Farben: Basispaste grün, Katalysatorpaste weiss): Mischzeit ca. 30 Sekunden, Verarbeitungszeit ca. 90 Sekunden, Mundverweildauer ca. 2.30 Minuten. Shore-A Härte 60. Putty Soft Regular (Knetmasse mit geschmeidiger Konsistenz, Farben: Basispaste blau, Katalysatorpaste weiss): Mischzeit ca. 30 Sekunden, Verarbeitungszeit ca. 120 Sekunden, Mundverweildauer ca. 3.30 Minuten. Shore-A Härte 60. Die Verpackungen der Basismaterialien sowie die Dosierlöffel sind den Materialien farblich angepasst. Um fehlerhafte chemische Reaktionen zu vermeiden, benutzen Sie bitte nur die Dosierlöffel der jeweiligen Farbe.



**Impression Trays HENRY SCHEIN**

**HS-Abformlöffel**

N°1 haut / grand - Boîte de 12 pces / Nr. 1 oben / gross - Box mit 12 Stk  
**900-4563**



N°2 bas / grand - Boîte de 12 pces / Nr. 2 unten / gross - Box mit 12 Stk  
**900-4564**



N°3 haut / moyen - Boîte de 12 pces / Nr. 3 oben / mittel - Box mit 12 Stk  
**900-4565**



N°4 bas / moyen - Boîte de 12 pces / Nr. 4 unten / mittel - Box mit 12 Stk  
**900-4566**



N°5 haut / petit - Boîte de 12 pces / Nr. 5 oben / klein - Box mit 12 Stk  
**900-4567**



N°6 bas / petit - Boîte de 12 pces / Nr. 6 unten / klein - Box mit 12 Stk  
**900-4568**

N°7 haut gauche / bas droit - Boîte de 12 pces / Nr. 7 oben links / unten rechts - Box mit 12 Stk  
**900-4569**

N°8 haut droit / bas gauche - Boîte de 12 pces / Nr. 8 oben rechts / unten links - Box mit 12 Stk  
**900-4570**

N°9 Partiel haut - Boîte de 12 pces / Nr. 9 Partiel oben - Box mit 12 Stk  
**900-4571**

N°10 Partiel bas - Boîte de 12 pces / Nr. 10 Partiel unten - Box mit 12 Stk  
**900-4572**

## Spray anti-adhérent - pomme HENRY SCHEIN

HS-Haftlöser Spray Apfel

300 ml

900-2482

Pour retirer les résidus d'alginate aux porte-empreintes en métal. Parfum pomme.

Der HS-Adhäsiv-Löser mit Apfelduft entfernt Abformmassenreste und Löffeladhäsiv von Metall-Abformlöffeln.



## Hemostatic Gel Coffret

HS-Hämostatisches Gel

1 seringue de 30 ml + 5 seringues vides + 10 embouts

1 Spritze mit 30 ml + 5 leeren Spritzen + 10 Spitzen

900-3975

Gel hémostatique sur base de 20% de sulfate de fer, facile à utiliser et se conserve 4 ans. Contient : seringue 30 ml, 5 seringues vides de 1,2 ml et 10 embouts d'application coudés jaunes.

Hämostatisches Gel auf der Basis von 20% Eisen(III)-sulfat, einfach anzuwenden und hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren. Enthält: 30-ml-Spritze, 5 leere 1,2-ml-Spritzen und 10 gelbe gebogene Applikatoraufsätze.



## MaxiTemp HP 4:1 HENRY SCHEIN

HS-Provisorisches K+B Material 4:1

A3 - 2 X 50 ml

A2 - 2 X 50 ml

900-2100

900-1279

Matériau de couronnes et de bridges provisoires dans un système d'application directe, sur base de composite avec un délai de travail de 45 secondes. Retirez l'ouvrage après 60 secondes de la bouche et laissez-le encore continuer à durcir 5 minutes. Après que le durcissement est achevé, l'ouvrage peut être parachévé et poli avec des tondeuses acryliques ou des petites fraises diamant. Utilisez un ciment provisoire sans eugéol pour placer la couronne ou le bridge achevé dans la bouche. Recharge, 2x 50 ml.

Kronen- und Brückenmaterial für temporäre Anwendungen in einem Direktapplikationssystem auf der Basis von Komposit mit einer Verarbeitungszeit von 45 Sekunden. Entfernen Sie das Werkstück nach 60 Sekunden aus dem Mund und lassen Sie es weitere 5 Minuten aushärten. Nach dem Aushärten kann das Werkstück mit Acrylschneidern oder kleinen Diamantfräsern nachbearbeitet und poliert werden. Die sauerstoffabweisende Schicht kann leicht mit Ethanol entfernt werden. Verwenden Sie für die Platzierung der fertigen Krone oder Brücke einen provisorischen Zement ohne Eugenol. 2x 50 ml.



## Embouts mélangeurs HENRY SCHEIN

HS-T-Mixer 1:1

Sachet de 50 pces / Beutel mit 50 Stk

Bleu clair-orange / Hellblau-Orange

900-9623

Nouvelle conception avancée du T-Mixer, la pointe plus courte permet d'économiser 30 % de matériau d'empreinte pendant le processus de mélange.

Sicherheitsmischkanülen; verwendbar für alle regulären Abformmaterialien mit grünen Verschlusskappen. Kurze Mischspirale - dadurch Materialersparnis.



## Ciment provisoire de longue durée HENRY SCHEIN, sans eugéol

HS-Implant- und Langzeitprovisorienzement, eugenolfrei

900-8245

Ciment Provisoire HS, sans eugéol, 1 smart mix et 5 embouts mélangeurs. Le matériau peut être retiré facilement. Il est plus résistant qu'un ciment temporaire ordinaire.

Eugenolfreier Zement für Implantate und Langzeitprovisorien. Das Material kann leicht entfernt werden. Es ist stärker als regulärer provisorischer Zement. Packung: Smartmix-Kartusche und 5 Mischkanülen braun.



**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY



### Temporary Cement HENRY SCHEIN HS-Temporärer Zement Automix

Avec Eugenol - Coffret 2x50 ml + 3 tips  
eugenolhaltig

**988-3490**

Sans Eugenol - Coffret 2x50 ml + 3 tips  
eugenolfrei

**988-3491**

Le ciment temporaire d'eugénole à l'oxyde de zinc est utilisé pour la cimentation provisoire et contient de l'eugénole avec ses propriétés associées. Ne pas utiliser de ciment provisoire à base d'eugénole à l'oxyde de zinc avec une liaison à la résine ou le placer à côté de scellants endodontiques en résine. Il est facile à appliquer grâce à la seringue Smartmix et à moins de déchets grâce aux embouts mélangeurs courts.

HS-Temporärer Zement mit Zinkoxid-Eugenol wird zur provisorischen Zementierung verwendet. Enthält Eugenol und alle verbundenen Eigenschaften. Verwenden Sie HS-Temporärer Zement mit Zinkoxid-Eugenol nicht mit Harzklebern oder neben endodontischen Harzversiegelungen. Packung: Automix-Spritzen und 3 Mischkanülen.



### Embouts mélangeurs pointus (pour Temporary Cement)

HS-Mischkanülen braun (Für temporären Zement)

Boîte de 20 pces / Schachtel mit 20 Stk

**900-8131**

Embouts mélangeurs pointus - Boîte de 20.

Spitze Mischdüse - Packung mit 20 Stk.



### Resin Cement SE HENRY SCHEIN

HS-Kunststoffzement SE

Le coffret de 1 seringue automix de 5 ml + 10 embouts

Die Schachtel mit 1 Automix-Spritze mit 5 ml + 10 Spitzen

**900-8244**

Resin Cement SE est un ciment résine permanent (dual cure) qui ne nécessite pas de mordantage, d'apprêt ou de collage. Autopolymérisable / photopolymérisable. Radio-opaque – Facilement visible en radiographie. Libérant du fluor. Pour une meilleure manipulation, laissez-le revenir à température ambiante après l'avoir sorti du réfrigérateur.

Blutstillendes Gel auf der Basis von 20% Eisensulfat, einfach in der Anwendung und 4 Jahre haltbar. Enthält: 30-ml-Spritze, 5 leere 1,2-ml-Spritzen und 10 gelbe, abgewinkelte Applikationsspitzen.

### Canules chirurgicales HENRY SCHEIN stériles

HS-Einmal-Absaugkanüle chirurgisch

Boîte de 20 pces avec 1 adaptateur

Schachtel mit 20 Stk und 1 Adapter

**900-6996**

Embouts chirurgicaux bleus, boîte de 20 pces. Pour les interventions chirurgicales au cabinet dentaire, pour une utilisation en chirurgie buccale générale. En raison de sa longueur, ils peuvent être tenus à distance de la zone d'opération ; le tube fin et la pointe bleue extra fine assurent une aspiration efficace même dans les petits espaces ; l'angle du tube et la forme conique de l'embout bleu chirurgical garantissent que le champ de vision n'est pas obstrué ; la pointe bleue offre un excellent contraste avec la zone d'opération ; en plastique pour pouvoir être utilisés en électrochirurgie ; prêts à l'emploi dans des emballages pelables les embouts sont hygiéniques et permettent de gagner du temps, stériles

Sterile, chirurgische Absaugkanülen aus Kunststoff zum Einmalgebrauch. Durchmesser 2,5 mm. Mit separator und abnehmbarer Mini-Kanüle. Durch die Mini-Kanüle wird der Durchmesser auf 1,2 mm reduziert, um besonders filigrane Arbeiten zu ermöglichen. Die Kanülen sind einzeln steril verpackt. Packung: Sauger und 1 Adapter.





## Set de champs stériles pour chirurgie HENRY SCHEIN

HS-Dental-Set steril

900-2443

Ensemble stérile de champs chirurgicaux standards pour les procédures de chirurgies buccales et/ou d'implantologie. L'ensemble contient : 4 champs : 2 de 45 x 75 cm, 1 de 75 x 90 cm et 150 x 155 cm. 2 champs pour tubulure 8 x 120 cm et 2 x ruban OP 10 x 50 cm.

Steriles Sortiment zur Abdeckung des Arbeitsbereiches bei implantologischen und kieferchirurgischen Eingriffen. Packung: 1 Tischabdeckung 75 x 90 cm, 2 Schlauchüberzüge 8 x 120 cm, 2 OP-Tapes 8 x 50 cm, 2 Abdecktücher 45 x 75 cm und 1 grosses Abdecktuch 150 x 155 cm.



## S-Spray, Spray universel pour le nettoyage et l'entretien

HS-S-Spray

250 ml

900-3292

Spray universel pour le nettoyage et l'entretien des turbines, des pièces à main et des contre-angles. Turbines sur roulements à billes. Sans CFC. Sans embout de pulvérisation.

Universalspray zur Reinigung und Pflege von Turbinen, Hand- und Winkelstücken.





**Spray Maxima® Oil HENRY SCHEIN**

HS-Maxima® Ölspray

500 ml

900-1570

Spray universel de nettoyage et d'entretien pour les pièces à main et les contre-angles, les turbines à air et à billes. Exempt de CFC. Sans embout de pulvérisation.

Universelles Reinigungs- und Pflegespray für Hand- und Winkelstücke, luft- und kugelgelagerte Turbinen. FCKW-frei. Ohne Sprühaufsatz.



**Embout de spray HENRY SCHEIN**

HS-Maxima® Ölspray-Adapter

979-9534

Embout de spray pour pince de serrage HENRY SCHEIN Adaptateur D pour spray lubrifiant universel. L'adaptateur D est un adaptateur universel pour interface ISO et/ou pièces à main de dentiste (ISO 9168).

Sprayaufsatz für Spannzange HENRY SCHEIN D-Adapter für universelles Schmiermittel-Spray. Der D-Adapter ist ein Universaladapter für ISO-Schnittstellen und/oder Zahnarzt-Handstücke (ISO 9168).



**Turbine Ultimate Power+ BA755 raccord Kavo BA INTERNATIONAL**

Ultimate Power+ Turbine BA755 Kavo-Anschluss BA INTERNATIONAL

979-3880

Turbine Ultimate Power+ BA755 raccord Kavo BA INTERNATIONAL Corps en titane, tête standard avec lumière, 4 sprays, roulements en céramique, 22W, raccord Kavo.

Ultimate Power+ Turbine BA755 Kavo-Anschluss BA INTERNATIONAL Titankörper, Standardkopf mit Licht, 4 Sprays, Keramiklager, 22 W, Kavo-Fassung.



**Contre-angle Ultimate Power + BA INTERNATIONAL (Lumière)**

Winkelstück Ultimate Power + BA INTERNATIONAL (Licht)

Rouge BA200LTS / Rotes BA200LTS

979-5147

Vert BA60LSS / Grün BA60LSS

979-5148

Bleu BA40LSS / Blau BA40LSS

979-5149



**Raccord turbine type MULTIflex Kavo BA560 BA INTERNATIONAL**

MULTIflex Kavo BA560 BA INTERNATIONAL Turbinenkupplung

979-2878

Raccord rapide de type Multiflex avec régulation de la lumière et de l'eau pour BA670/675/678LK ou toutes les turbines à raccord Kavo.

MULTIflex Kavo BA560 BA INTERNATIONAL Turbinenkupplung.

**Lampe LED 1200 HENRY SCHEIN**

HS-LED 1200 Light

900-6369

La lampe à polymériser LED 1200 est une lampe à polymériser sans fil légère, style stylo, avec une sortie de plus de 1200 mW/cm<sup>2</sup> utilisant une LED bleue simple de 5 W. Pesant seulement 154 g, il est facile à manipuler. Le panneau de commande simple à utiliser dispose d'un affichage numérique avec un signal acoustique pendant les 3 dernières secondes. Inclus sont une tige de fibre optique (8 mm), 2 petites pointes orange pour empêcher l'érosion légère à la pointe et un bouclier orange qui s'adapte sur la tige. Le mécanisme spécial à diode haute performance peut polymériser une épaisseur moyenne de matériau de 3 mm en 10 secondes sur presque tous les composites à base de résine du marché. Il fonctionne avec une longueur d'onde comprise entre 450 et 470 nm. Taille de la lampe : 25 x 3,5 x 2,5cm / Taille de la station d'accueil 11,5 x 8 x 7,5cm.

Die LED Lichtpolymerisationslampe 1200 ist eine leichte, einfach zu handhabende kabellose Lampe im Stift-Stil. Das Kontrollfeld besteht aus einer digitalen Anzeige mit akustischer Signalfunktion. Für die letzten 3 Sekunden und es hat eine einfache Bedienung. Der spezielle Hochleistungsmechanismus der Leuchtdiode ist in der Lage, durchschnittlich 3 mm dicke Kunstharz-Komposite innerhalb von 10 Sekunden auszuhärten. Die Lebensdauer der Batterie kann erhöht werden, indem sie nur bei Bedarf geladen wird. Um ein dauerhaftes Laden zu vermeiden, kann die Lampe verkehrt herum in die Ladestation gestellt werden. Lieferumfang: 1 HS-LED 1200 Light, 1 Ladestation, 1 Lichtleiter 8 mm transparent, 2 Blendschutz Konus orange, 1 Blendschutzschild, 1 Multi-Stecker für Ladestation und 1 Gebrauchsanweisung. Technische Daten: Netzanschluss: AC 110-220 V / 50/60 Hz Lichtstärke: > 1.200 mW/cm<sup>2</sup> Wellenlänge: 450 – 470 nm Masse Handstück (B x H x T): 25,0 x 2,5 x 3,5 cm Masse Ladestation (B x H x T): 11,5 x 8,0 x 7,5 cm Gewicht Handstück: 154 g

**Lampe LED Optima 10 BA INTERNATIONAL 600-1200 W**

HS-LED-Lampe Optima 10 BA INTERNATIONAL 600-1200 W

Noir	Bleu
Schwarz	Blau
<b>979-2799</b>	<b>979-2800</b>

Rose	Vert
Rosa	Grün
<b>979-3100</b>	<b>979-2802</b>

Lampe à polymériser légère et compacte avec une puissance de polymérisation de 1 200 mW/cm<sup>2</sup>. 3 modes de polymérisation. Longueur d'onde 420-480nm. Affichage numérique et simple à utiliser

Leichtes und kompaktes Polymerisationsgerät mit einer Aushärtungsleistung von 1200 mW/cm<sup>2</sup>. 3 Aushärtungsmodi. Wellenlänge 420-480nm. Digitalanzeige und einfach zu bedienen







NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir - 1 rang HENRY SCHEIN**  
 HS-Schmalbürste 15 LK, Lathe-Bürste  
 900-1700

Brosse étroite dure à une rangée avec noyau en métal et centre en plastique (49/23 mm).

Einreihige, harte Schmalbürste mit Metallkern und Kunststoffzentrum (49/23 mm).



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir - 2 rangs - conique - Ø 55 mm - centre bois HENRY SCHEIN**  
 HS-Rundbürste 2/55 mm, Holzkern Spitz  
 900-1703

Poils noirs, 2 rangs, Ø 55 mm.

Borsten schwarz, 2-reihig, Ø 55 mm.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir - 2 rangs - conique - Ø 55 mm- centre plastique HENRY SCHEIN**  
 HS-Rundbürste 2/55 mm, Kunststoffkern Spitz  
 900-1704

Avec noyau en plastique et centre en plastique, poils noirs, 2 rangées, Ø 55 mm.

Mit Kunststoffkern und Kunststoffzentrum, Borsten schwarz, 2-reihig, Ø 55 mm.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir - 4 rangs - cylindrique - Ø 80 mm - centre plastique HENRY SCHEIN**  
 HS-Rundbürste 4/80 mm, Kunststoffkern Breit  
 900-1708

Avec noyau en plastique vert et centre en plastique, 4 rangées, poils noirs, Ø 80 mm.

Mit grünem Kunststoffkern und Kunststoffzentrum, 4-reihig, Borsten schwarz, Ø 80 mm.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir - 4 rangs - cylindrique - Ø 80 mm - centre bois HENRY SCHEIN**  
 HS-Rundbürste 4/80 mm, Holzkern Breit  
 900-1709

Qualité Maxima®. Poils noirs, 4 rangs, larges, Ø 80 mm.

Maxima®-Qualität. Borsten schwarz, 4-reihig, breit, Ø 80 mm.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir - 4 rangs - conique - Ø 80 - centre plastique HENRY SCHEIN**  
 HS-Rundbürste 4/80 mm, Kunststoffkern Spitz  
 900-1711

Avec noyau en plastique vert et centre en plastique, 4 rangées, poils noirs, Ø 80 mm.

Mit grünem Kunststoffkern und Kunststoffzentrum, 4-reihig, Borsten schwarz, Ø 80 mm.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir Maxima® - 4 rangs - conique - Ø 80 mm - centre bois HENRY SCHEIN**  
 HS-Maxima® Rundbürste 4/80 mm, Holzkern Spitz  
 900-1712

Qualité Maxima®. Poils noirs, 4 rangs, larges, Ø 80 mm.

Maxima®-Qualität. Borsten schwarz, 4-reihig, breit, Ø 80 mm.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir - petite rangée de poils de chèvre dur - Ø 49 mm centre métal-métal HENRY SCHEIN**  
 HS-Schmalbürste 1/49 mm  
 900-1713

Brosse étroite dure à une rangée avec noyau métallique et centre métallique (1/49 mm).

Einreihige, harte Schmalbürste mit Metallkern und Metallzentrum (1/49 mm).



**Brosse à polir - petite rangée de poils de chèvre doux - Ø 49 mm centre métal-plastique**  
HENRY SCHEIN

HS-Ziegenhaarbürste Ø 49 mm, Metall-Kunststoff-Zentrum  
900-1714

Brosse en poils de chèvre avec noyau métallique, Ø 49 mm. Non montée.

Ziegenhaarbürste mit Metallkern, Ø 49 mm. Unmontiert.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir - petite rangée de poils de chèvre doux - Ø 49 mm centre métal-métal**  
HENRY SCHEIN

HS-Ziegenhaarbürste 23/49 mm, Metall-Metall-Zentrum  
900-1789

Brosse en poils de chèvre avec noyau métallique, Ø 49 mm. Non montée.

Ziegenhaarbürste mit Metallkern, Ø 49 mm. Unmontiert.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir Maxima® - 1 rang - Ø 50 mm centre bois HENRY SCHEIN**

HS-Maxima® Rundbürste 1/50 mm  
900-1784

Qualité Maxima®. Soies noires, 1 rang.

Maxima®-Qualität. Borsten schwarz, 1-reihig.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir Maxima® - 1 rang - cylindrique - Ø 44 mm centre plastique HENRY SCHEIN**

HS-Maxima® Rundbürsten 1-reihig, gerade 1/44 mm, Kunststoffkern  
900-1786

Qualité Maxima®. Brosse à une rangée avec noyau en plastique et centre en plastique.

Maxima®-Qualität. Einreihige Bürste mit Kunststoffkern und Kunststoffzentrum.



NOUVEAU / NEU

**Brosse à polir Maxima® - 2 rangs - conique - Ø 70 mm centre plastique HENRY SCHEIN**

HS-Maxima® Rundbürste 2/70 mm, Kunststoffkern, Konisch  
900-1788

Qualité Maxima®. Brosse avec noyau en plastique et centre en plastique. (2/70 mm).

Maxima®-Qualität. Bürste mit Kunststoffkern und Kunststoffzentrum. (2/70 mm).



NOUVEAU / NEU

**Kit pour la finition et le polissage des CAD/CAM - PM HENRY SCHEIN**

HS-CAD/CAM Finier- und Polierkit Labor  
900-9510

Spécialement conçus pour l'usinage des céramiques en oxyde de zirconium. Avec ces meules, le développement de chaleur dans la céramique usinée est réduit, ce qui minimise le risque de formation de microfissures. Une faible pression d'appui permet d'obtenir un enlèvement de matière élevé, ce qui se traduit par une durée de vie exceptionnelle. Les meules peuvent être stérilisées. Vitesse de rotation recommandée : 5.000 - 10.000 tr/min. Emballage : Meule diamantée grossière, 3 polissoirs diamantés moyens et 3 fins.

Synthetisch gebundene Diamantschleifer, montiert für Handstück, mit einer hochtemperaturstabilen Bindung. Speziell zur Bearbeitung von Zirkonoxidkeramiken. Die Wärmeentwicklung in der bearbeiteten Keramik wird bei diesen Schleifern reduziert, was die Gefahr von Mikrorissbildungen minimiert. Mit geringem Anpressdruck lässt sich ein hoher Materialabtrag erzielen, was zu einer herausragenden Standzeit führt. Die Schleifer sind nicht sterilisierbar. Empfohlene Drehzahl: 5.000 - 10.000 U<sub>p</sub>M. Packung: 2 Diamantschleifer grob, je 3 Diamantpolierer mittel und fein.



**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY

**Plâtre Gibraltar Ortho super blanc HENRY SCHEIN**

HS-Orthodontie-Gips superweiss

Le carton de 25 kg / Die 25 kg Kiste

**900-1852**

Gibraltar Ortho super blanc HENRY SCHEIN - Le carton de 25 kg. Plâtre spécial pour l'orthodontie, super lisse et super blanc. Rapport de mélange eau : plâtre = 30 ml : 100 g, durée de mélange sous vide : 30 secondes, temps de travail : 7 minutes, temps de prise : env. 12 - 15 minutes. Résistance à la compression après 1 heure : 35 MPa, après 24 heures : 45 MPa, expansion après 2 heures : 0,18 % type III.

HS-Orthodontie-Gips superweiss - Die 25 kg-Kiste. Spezialgips für die Kieferorthopädie, superglatt und superweiss. Mischungsverhältnis Wasser : Gips = 30 ml : 100 g, Mischdauer unter Vakuum: 30 Sekunden, Verarbeitungszeit: 7 Minuten, Abbindezeit: ca. 12 - 15 Minuten. Druckfestigkeit nach 1 Stunde: 35 MPa, nach 24 Stunden: 45 MPa, Expansion nach 2 Stunden: 0,18 % Typ III.

**Instant Fix HENRY SCHEIN**

HS-Sekundenkleber

Le flacon de 10 g

Die 10 g Flasche

**900-1840**

Instant Fix HENRY SCHEIN - Le flacon de 10 g

La colle instantanée, est à base de CyanoAcrylate. Pour un collage ou une réparation rapide.

HS-Sekundenkleber - Die 10-g-Flasche

Universeller Cyanacrylatkleber mit besonders hoher Klebekraft. Klebt in Sekundenschnelle alle Materialien. Lagerfähigkeit im Kühlschrank ca. 6 Monate.

**Spray CAD-CAM HENRY SCHEIN**

HS-CAD/CAM Spray Titandioxidfrei

**900-2655**

50 ml

Spray de numérisation compatible avec tous les scanners. Utilisation intra-orale et extra-orale. Couleur beige. 50 ml.

Scanspray gültig für jeden Scanner. Intraorale und extraorale Anwendung. Beige Farbe. 50 ml.

**Cire d'articulation HENRY SCHEIN**

HS-Wachsbisswälle

Standard - Jaune - Souple - La boîte de 100 pièces

Standard - Gelb - Weich - Box mit 100 Stk

**900-1506**

Standard - Rouge - Moyenne - La boîte de 100 pièces

Standard - Rot - Mittel - Box mit 100 Stk

**900-2528**

Standard - Rouge - Dure - La boîte de 100 pièces

Standard - Rot - Hart - Box mit 100 Stk

**900-1507**

Cire articulaire pour empreinte préformée en forme de fer à cheval.

Artikulationswachs für vorgeformten Hufeisenabdruck.

## Cire plaque rose Universal HENRY SCHEIN

### HS-Modellierwachs Universal

La boîte de 500 g (épaisseur 1,25 mm)  
Die Box mit 500 g (Dicke 1,25 mm)  
**900-2516**

La boîte de 2,5 kg (épaisseur 1,25 mm)  
Die Box mit 2,5 kg (Dicke 1,25 mm)  
**900-2515**

La boîte de 500 g (épaisseur 1,50 mm)  
Modelling Wax - Die Box mit 500 g (Dicke 1,50 mm)  
**900-1515**

La boîte de 2,5 kg (épaisseur 1,50 mm)  
Modelling Wax - Die 2,5-kg-Box (Dicke 1,50 mm)  
**900-1514**



## Plaques photo HENRY SCHEIN

### HS-Löffelplatten lichthärtend, Impression Tray Resin LC

La boîte de 50 plaques - Transparent  
Schachtel mit 50 Platten - Transparent  
**900-2525**

La boîte de 50 plaques - Rose  
Schachtel mit 50 Platten - Rosa  
**900-1491**

Le matériau en résine LC peut être fixé sous des conditions de lumière UV et halogène avec une bonne profondeur de durcissement pour une meilleure stabilité. Stabilité à la lumière du jour, 7 min. Profondeur de durcissement, 12 mm. Résistance à la flexion (boîte à lumière bleue), 65MPa. Lumière UV bleue 430-490nm 310-360nm.

HS-Löffelplatten lichthärtend, Impression Tray Resin LC - Schachtel mit 50 Platten - Transparent. Lichtpolymerisierende Löffelplatten, Stärke 2,5 mm, zur Anfertigung individueller Abformlöffel für Präzisionsarbeiten in der Kronen-, Brücken-, Teil- und Totalprothetik. Die vorgeformten Löffelplatten werden einfach auf das ausgeblockte und isolierte Gipsmodell adaptiert, die Überschüsse entfernt und anschliessend ca. 7 Minuten in handelsüblichen Laborlichtgeräten mit UV- und/oder Halogenlicht polymerisiert. Die Löffel sind bei der Abformung absolut verwindungstabil und können sofort nach der Herstellung verwendet werden. Sie sind geruchsfrei, mit Mintgeschmack und verfügen über eine gleichmässige Schichtstärke.



## Vibreux HENRY SCHEIN

HS-Rüttler  
Moyen / Mittel  
**900-3265**

Vibreux HENRY SCHEIN - Moyen. Taille : 24 x 15,5 x 10 cm / poids : 5 kg / taille du plateau en caoutchouc : 14 x 22,5 cm / puissance : 200 Watts.

HS-Rüttler - Medium. Die Rüttler der Henry Schein Serie sind konzipiert zum Vibrieren und Verdichten von Einbettmassen und Gipsen. Sie sind mit einer Gummiplatte ausgestattet, die leicht zu entfernen ist, um die Säuberung zu erleichtern, und mit einem elektronischen Regler zur stufenlosen Einstellung der Vibrations-Intensität. Die Ausführung "mittel" hat einen zusätzlichen Schalter, mit dem eine schwächere oder stärkere Vibrations-Intensität gewählt werden kann.




## Pince céramique courbée

HS-Spreizpinzette  
**900-2468**

Pince de maintien avec pointes diamantées et molette de réglage. Des pointes de rechange adaptées peuvent être commandées séparément (231423, pack de 2).

Halteklemme mit diamantierten Spitzen und Rändelrad zum Einstellen. Passende Ersatzspitzen sind separat bestellbar (231423, 2er Pack).



**Pinceau céramique Kolinsky poil de martre rouge**  
HS-Kolinsky-Rotmarder Pinsel



Nr. 00 900-1754	Nr. 0 900-1755	Nr. 1 900-1756
Nr. 2 900-1757	Nr. 4 900-1759	Nr. 6 900-1761

En pur poil de martre rouge Kolinsky. Le manche de la brosse est en bois certifié FSC.  
.....  
Aus feinsten widerstandsfähigen Kolinsky-Rotmarder-Haaren. Lange Lebensdauer, lackierter Holzgriff.

**Pinceau synthétique HENRY SCHEIN**  
HS-Synthetik-Pinsel



Nr. 00 900-1553	Nr. 0 900-1552	Nr. 1 900-1554
Nr. 2 900-1558	Nr. 4 900-1560	Nr. 6 900-1562
Nr. 8 900-1564	Nr. 10 900-1555	

Pinceaux en poils synthétiques dorés les plus fins, fourrures de nickel sans couture. Le manche de la brosse est en bois certifié FSC.  
.....

Keramikpinsel mit synthetischem Pinselbesatz. Lange Lebensdauer. Dichter Haarbesatz, mit Holzgriff und Silberzwinge.





## Moule à socles #1 HENRY SCHEIN

### HS-Modellsockelformer

Noir petit / Schwarz klein

75 x 55 x 12 mm

900-1674

Noir large / Schwarz gross

80 x 60 x 12 mm

900-1675

Socles avec rétentions servant de guides de repérage pour repositionner les modèles.  
Profondeur : 1,5 cm.

Für die saubere und schnelle Modellherstellung. Der elastische Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle. Das Material ist robust und pflegeleicht. Die Wandstärke beträgt 3,5 mm.



## Moule à socles #2 HENRY SCHEIN

### HS-Splitcast-Sockelformer

Arcade supérieur / Oberer Kieferbogen

83 x 63 x 16 mm

900-1677

Arcade inférieur / Unterer Kieferbogen

83 x 63 x 16 mm

900-1678

Convient à la technique du splitcast. Le caoutchouc élastique garantit un démoulage facile des modèles.  
Le matériau est robuste et facile à entretenir. L'épaisseur de la paroi est de 3,1 mm.

Für die Splitcast-Technik geeignet. Der elastische Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle. Das Material ist robust und pflegeleicht. Die Wandstärke beträgt 3,1 mm.



NOUVEAU / NEU


## Disque en coton - centre en plastique - Ø 100 mm HENRY SCHEIN

### HS-Nesselschwabbel Leinen, Ø 100 mm

900-1790

Tampon de polissage avec noyau en plastique.

Polierschwabbel mit Kunststoffkern.



NOUVEAU / NEU

## Disque en flanelle - centre en plastique - Ø 100 mm HENRY SCHEIN

### HS-Nesselschwabbel Flanell, Ø 100 mm

900-1791

Tampon de polissage avec noyau en plastique.

Polierschwabbel mit Kunststoffkern.



NOUVEAU / NEU

## Souris de pierre ponce

### HS-Bimssteinmaus

900-2127

Pierre ponce pour le nettoyage manuel. La souris pierre ponce élimine toutes les taches sur la peau comme l'encre, la peinture, l'huile et autres substances très adhérentes.

Bimsstein zur manuellen Reinigung. Die Bimssteinmaus entfernt alle Flecken auf der Haut wie z.B. Tinte, Farbe, Öl und sonstige stark haftende Stoffe.



NOUVEAU / NEU

**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY



**Pied à coulisse Boley HENRY SCHEIN**

HS-Boley-Schiebelehre

900-2241

Inoxydable, plage de mesure de 0 à 100 mm.

Rostfrei, Messbereich von 0 bis 100 mm.



**Spatule à plâtre HENRY SCHEIN**

HS-Gipsspatel Rohge Matt

20 cm

900-2245

Inoxydable, courbée en forme de S, longueur 20 cm.

Rostfrei, S-förmig gebogen, Länge 20 cm.



NOUVEAU / NEU

**Instruments à modeler Zahle A HENRY SCHEIN**

HS-Modellierinstrument Zahle

12,5 cm

900-2259

Instrumenten à cire - Zahle, longueur 12,5 cm

HS-Modellierinstrument Zahle, Länge 12,5 cm



NOUVEAU / NEU

**Compas de touche pour cire et métal Iwanson HENRY SCHEIN**

HS-Tasterzirkel nach Iwanson für Metall und für Wachs

900-2265

Compas de mesure pour mesurer l'épaisseur des parois des couronnes. Lecture possible des deux côtés.

Messzirkel zum Messen von Wandstärken bei Kronen. Beidseitig ablesbar.



NOUVEAU / NEU

**Compas de touche pour cire et métal Iwanson HENRY SCHEIN**

HS-Tasterzirkel nach Iwanson für Metall und für Wachs

900-2266

Compas de mesure pour mesurer l'épaisseur des parois des couronnes. Les pointes de la version pour cire sont en forme de goutte afin de ne pas endommager le modelage. Lecture possible des deux côtés. Dimensions mesurables: 0 à 10 mm

Messzirkel zum Messen von Wandstärken bei Kronen. Die Spitzen bei der Ausführung für Wachs sind tropfenförmig, um die Modellation nicht zu beschädigen. Beidseitig ablesbar.

**Couteaux à cire Lessmann HENRY SCHEIN**

HS-Wachsmesser Lessmann

18 cm

900-2271

Avec auget, inoxydable, manche en bois.

Mit Mulde, rostfrei, Holzgriff.



NOUVEAU / NEU

**Pince de maintien avec pointes diamantées HENRY SCHEIN**

HS-Spreitzpinzette gerade

14 cm

900-2469

Pince de maintien avec pointes diamantées et molette de réglage.

Halteklemme mit diamantierten Spitzen und Rändelrad zum Einstellen.



NOUVEAU / NEU

**Instruments à modeler Le Cron 5 carver HENRY SCHEIN**

HS-Modellierinstrumente Le Cron 5

17 cm

900-1836

Instruments à modeler le Cron carver.

Instrumente zum Modellieren des Kronen Abdeckung.



NOUVEAU / NEU





NOUVEAU / NEU

**Sacs pour empreintes avec pochette pour documents HENRY SCHEIN**

HS-Känguru-Dokumententaschen

Lot de 100 pcs / Packung à 100 Stk

900-3711

Sacs plastique avec poche kangourou. Fermeture hermétique. La face avant peut être étiquetée. Dimensions (H x L) : 27,5 x 18,3 cm.

Dimensions de la poche kangourou (H x L) : 23,1 x 18,3 cm

PE-Beutel mit Känguru-Dokumententasche. Die Vorderseite kann beschriftet werden.

Masse (H x B): 27,5 x 18,3 cm. Masse Kängumbeutel (H x B): 23,1 x 18,3 cm.



NOUVEAU / NEU

**Oxyde d'alumine HENRY SCHEIN**

HS-Edelkorund 50 Mikron, Alublast

Le bidon de 5 kg / Kanister à 5 kg

50 micron/Mikron

900-3792

110 micron/Mikron

900-3794

150 micron/Mikron

900-3796

250 micron/Mikron

900-3798

Corindon blanc pur de haute qualité avec une teneur en alumine de 99,7 %. Aucun risque de silicose.

Granulométrie 50 µ : Utilisé pour prétraiter les armatures avant la cuisson et pour enlever l'excès de masse céramique sur les couronnes en céramo-métal (MK).

Granulométrie 110 µ : Utilisé pour le sablage des alliages nobles et non précieux (NEM).

Granulométrie 150 µ : Utilisé pour le sablage des alliages nobles et non précieux (NEM), ainsi que pour éliminer les oxydes sur les alliages EM fortement réduits.

Granulométrie 250 µ : Utilisé pour le sablage des alliages CrCo et des masses de scellement.

Reiner, weisser Edelkorund mit einem Aluminiumoxid-Anteil von 99,7 %. Keine Silikosegefahr.

Körnung 50 µ: Zum Vorbehandeln von Gerüsten vor dem Brand und zum Entfernen überschüssiger Keramikmasse bei MK-Kronen.

Körnung 110 µ: Abstrahlen von Edelmetall- und NEM-Legierungen.

Körnung 150 µ: Abstrahlen von Edelmetall- und NEM-Legierungen sowie zur Oxidentfernung bei stark reduzierten EM-Legierungen.

Körnung 250 µ: Abstrahlen von CrCo-Legierungen und Einbettmassen.



NOUVEAU / NEU

**Silicone par condensation Eurosil Max Lab 2 Putty HENRY SCHEIN**

HS-Eurosil Max Lab 2 Putty blau

1,6 kg

900-8539

10 kg

900-8540

Silicone de précision par condensation. Stabilité, résistance et reproduction précise des détails. Dureté Shore A : 85. Couleur bleue.

Silikonknetmasse für präzise Zahntechnik. Endhärte Shore-A 85. Weiche, geschmeidige Konsistenz, klebfrei. Hohe Stabilität bei Temperaturschwankungen, exakte Detailwiedergabe. Für Kalt- und Heisspolymerisate geeignet. Farbe blau.

Hinweis: Alle Eurosil- und Eurosil 2-Materialien sind untereinander kompatibel und können problemlos verarbeitet werden.



NOUVEAU / NEU

**Eurosil Max Lab 2 Catalyseur pâte rose HENRY SCHEIN**

HS-Eurosil Max Lab 2 Katalysator Paste rosa

Tube 60 ml

988-4347

Durcisseur en pâte pour la famille de produits silicones de laboratoire HS-C. Dosage économique, facile à mélanger et facile à appliquer. Couleur rose.

Pastenhärter für die HS-C Labor-Silikon-Produktfamilie. Sparsam dosierbar, leicht einzumischen und gut applizierbar. Farbe Rosa.



**CONDOR**

A HENRY SCHEIN® COMPANY

**Disque de Cire ZIRLUX WAX HENRY SCHEIN**

HS-Zirlux Wax Discs

20 mm - ø 98,5 mm

Gris / Grau

979-3164

Bleu / Blau

979-3165

Blanc / Weiss

979-3166



Disques de fraisage en cire brûlable sans résidus, pour la fabrication de structures en cire pour les prothèses dentaires K&B à l'aide d'un système CAO/FAO.

Fräsronden aus rückstandsfrei ausbrennbarem Wachs, zur Herstellung von Wachsgerüsten für den K&B-Zahnersatz mit Hilfe eines CAD/CAM Systems.

**Tablettes de nettoyage Orthosmail Retainer HENRY SCHEIN**

HS-OS-Reveal Retainer Reinigungstabs

30 pces / 30 Stk

979-6368

Pour le nettoyage et l'entretien des gouttières dentaires de tout type. Goût doux de Spearmint et PH neutre. Convient à une utilisation quotidienne. Réduit la possibilité de décoloration.

Zur Reinigung und Pflege von dentalen Zahnschienen, wie Zahnersatz, Schienen jeglicher Art, Retainer sowie auch Mouthguards. Mit milden Spearmint-Geschmack und PH-neutral. Metallteile werden nicht beschädigt. Für die tägliche Verwendung geeignet. Verringert die Möglichkeit von Verfärbungen.



NOUVEAU / NEU

**Brosse de nettoyage pour fraises HENRY SCHEIN**

HS-Bohrerreinigungsbürste Stielgriff

900-2460

Convient pour le nettoyage des forets, des diamants et des instruments ainsi que pour l'élimination des plâtres. Avec manche, 3 rangées, garniture en laiton 5 x 1,5 cm (24 touffes). Longueur totale d'environ 16 cm.

Geeignet für die Reinigung von Bohrern, Diamanten und Instrumenten sowie zum Entfernen von Gipsen. Mit Stielgriff, 3-reihig, Messingbesatz 5 x 1,5 cm (24 Büschel). Gesamtlänge ca. 16 cm.



# Pourquoi attendre une **PROMOTION SPÉCIALE ?**

Chez CONDOR DENTAL c'est tous les 9<sup>(1)</sup> du mois

# Warum auf eine **SONDERAKTION** warten ?

Bei CONDOR DENTAL gibt es diese jeden 9.<sup>(1)</sup> des Monats

# 9+16%

= 23.56 %  
sur l'ensemble  
de nos produits <sup>(2)</sup>

= 23.56 %  
auf allen unseren  
Produkten<sup>(2)</sup>



[shop.condordental.ch](https://shop.condordental.ch)

(\*1) Si le 9e du mois tombe sur un samedi ou un dimanche, l'offre commence le vendredi précédant dès 8h00.  
(\*2) Hors prix net. Hors promotions. Hors TVA.

(\*1) Falls der 9. des Monats auf einen Samstag oder Sonntag fällt, beginnt die Aktion bereits am Freitag ab 8h00.  
(\*2) Ohne Nettopreise. Ohne Aktionspreise. Ohne MWST



## Conditions Générales

### 1. Généralités

Ces conditions générales de vente et de livraison doivent être respectées lorsqu'elles ont été déclarées applicables dans l'offre ou dans la confirmation de la commande/du contrat. Si aucune offre/confirmation de commande n'a été établie, nos conditions générales de vente sont visibles sur notre site internet. Des conditions différentes de la part de l'acheteur ne seront applicables que si elles ont été acceptées expressément et par écrit par Condor Dental.

Ces conditions générales ne s'appliquent qu'aux ventes et livraisons entre le commerce dentaire et l'utilisateur d'affaires final du secteur dentaire (B to B).

### 2. Offres

Les prix figurant dans les listes de produits, des catalogues ou sur le site web s'entendent en francs suisses; ils ne sont pas garantis dans le temps; ils ne comprennent pas la TVA, la taxe COV, la Tar dentaire, la taxe postale ou du transport. Des modifications de livraisons ou adaptations de prix de la part de Condor Dental restent réservées.

### 3. Produits pharmaceutiques / médicaments

Les produits pharmaceutiques/médicaments ne sont remis qu'à des dentistes inscrits au registre officiel des professions médicales.

Condor Dental est tenue de contrôler si le client/acheteur est autorisé à recevoir ces produits pharmaceutiques/médicaments.

### 4. Livraison

Les produits commandés seront délivrés sans délai dans la mesure où ils sont en stock. Les frais de port et d'emballage sont facturés visiblement. Pour les commandes en-dessus de CHF. 250.— nous prenons ces frais à notre charge. Condor Dental décline toute responsabilité en cas de retard dans la livraison.

### 5. Paiement

Les factures sont payables dans un délai de 30 jours, net, après la date de la facture.

### 6. Transfert des profits et risques

Les profits et risques passent à l'acheteur dès la remise de la marchandise.

### 7. Réserve de propriété

Tous les produits/biens restent de la propriété intégrale de Condor Dental jusqu'au paiement complet de la facture.

### 8. Reprise de marchandises

Des marchandises/biens de consommation peuvent être retournés/échangés par l'acheteur dans les 14 jours depuis la date de livraison à condition qu'ils soient toujours dans l'emballage d'origine et dans un état impeccable/neuf pour la revente. Les frais de transport et les risques seront alors à la charge de l'acheteur.

Les produits pharmaceutiques et les commandes spéciales sont exclus d'un retrait/reprise ou d'un échange.

Chaque envoi retourné doit être muni d'une copie du bulletin de livraison ou de la facture relative. Reste réservée une facturation pour les frais administratifs en cas de retrait/reprise.

### 9. Garantie

Pour les petits appareils livrés par Condor Dental la garantie est de 12 mois à partir de la date de vente sauf si une durée plus longue de garantie est accordée par écrit entre le commerçant dentaire et le client/acheteur. De tels équipements endommagés sont remplacés ou réparés en garantie si le défaut est signalé par écrit dans les 2 semaines après sa constatation. Les frais de déplacement et de transport seront alors à la charge de l'acheteur. Une garantie n'est pas accordée lorsque l'acheteur, sans être autorisé par écrit par Condor Dental, procède à des modifications ou réparations de l'appareil. Pendant la durée de réparation en garantie l'acheteur n'a pas droit à un appareil de remplacement.

Sont exclus de la garantie les biens de consommation de même que les appareils d'occasion et les éléments usés; pour les dommages qui résultent d'une non-observation du mode d'emploi, d'un stockage inadéquat ou d'un manque d'entretien, une garantie est exclue de même que toute responsabilité en cas de dommage direct ou indirect.

### 10. Non-paiement dans le délai

Lorsque l'acheteur est en retard avec le paiement ou les conditions de paiement convenus non respectés Condor Dental se réserve le droit de faire valoir un intérêt moratoire de 7% dès la date de paiement échue.

### 11. For et droit applicable

Les accords et contrats passés avec Condor Dental Research Company Sàrl sont soumis au droit suisse. Le for judiciaire est Vouvry.

Ces conditions sont applicables dès le 1er octobre 2017.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### 1. Allgemeines

Alle Verkaufs- und Lieferbedingungen sind verbindlich, wenn sie in der Offerte oder im Vertrag/Vertragsbestätigung als anwendbar erklärt werden. Anderslautende Bedingungen des Käufers haben nur Gültigkeit, soweit sie von CONDOR DENTAL ausdrücklich und schriftlich angenommen sind. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschliesslich für den Geschäftsverkehr (B to B) zwischen Dentalhändlern und Endabnehmern (wirtschaftlichen Benutzern) im Dentalbereich.

### 2. Angebote

In Produktelisten, Katalogen und auf der Webseite aufgeführte Preise sind in Schweizer Franken, freibleibend, exkl. Mehrwertsteuer, VOC-Lenkungsabgabe, vRG (vorgezogenen Recyclinggebühr) sowie exkl. Versandkosten. Änderungen sowie Preisanpassungen seitens von Condor Dental bleiben vorbehalten.

### 3. Pharmazeutische Produkte / Medikamente

Pharmazeutische Produkte / Medikamente können nur an ausgewiesene Zahnärzte gemäss Verzeichnis des Medizinberufsgesetzes abgegeben werden. Für die Pharmazeutische Produkte / Medikamente muss die Bezugsberechtigung des Käufers durch Condor Dental geprüft werden.

### 4. Lieferung

Die bestellten Produkte werden, soweit an Lager, sofort geliefert und Dienstleistungen im Rahmen der Verfügbarkeit ohne Zeitverzug erbracht. Teillieferungen sind zulässig. Die Porto- und Verpackungskosten werden sichtbar in Rechnung gestellt. Bei Bestellung von über 250,- CHF (ohne MwSt.) übernimmt Condor Dental die Versandkosten.

Eine Haftung infolge Lieferverzuges wird grundsätzlich ausgeschlossen.

### 5. Zahlung

Innert 30 Tagen rein netto nach Rechnungsdatum.

### 6. Gefahrenübergang

Mit der Übergabe der Ware an den Käufer geht die Gefahr auf ihn über.

### 7. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des fakturierten Betrages Eigentum von Condor Dental.

### 8. Rücknahme der Ware

Waren können vom Käufer innert 14 Tagen ab Lieferdatum zurückgesandt bzw. umgetauscht werden, sofern sie original verpackt und in einwandfreiem, wiederverkaufsfähigem Zustand sind. Die Rücksendung an Condor Dental erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Medikamente, Pharmazeutische Produkte (Sonderbestellungen) sind grundsätzlich von Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen. Jede Rücksendung muss eine Kopie des Lieferscheins oder der entsprechenden Rechnung beigelegt werden. Bearbeitungsgebühren für Rücknahmen bleiben vorbehalten.

### 9. Garantie

Für die von Condor Dental gelieferten Kleingeräte beträgt die Gewährleistung 12 Monate ab Kaufdatum, sofern nicht eine längere Garantiezeit schriftlich zwischen Condor Dental und die Käufer vereinbart wurde. Solche Geräte werden kostenlos ersetzt bzw. repariert, sofern der Mangel innerhalb von 2 Wochen nach Erkennen schriftlich gemeldet wird. Die damit verbundenen Reise- und Transportkosten gehen zulasten des Käufers. Eine Gewährleistung wird nicht geboten, wenn der Käufer ohne schriftliche Zustimmung von Condor Dental Änderungen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen hat. Während der Gewährleistungs-/Garantie-Reparaturzeit besteht kein Anspruch auf ein Leihgerät. Auf Occasionsgegenstände, Verschleisssteile, Folgeschäden sowie bei unsachgemässer Pflege, Lagerung oder Handhabung der Ware besteht kein Gewährleistungsanspruch bzw. bei Verbrauchsmaterial keine Gewährleistung, und wird eine Haftung für Schäden und Folgeschäden ausgeschlossen.

### 10. Zahlungsverzug/Säumnis

Ist der Käufer im Zahlungsverzug, bzw. werden die vereinbarten Zahlungskonditionen nicht eingehalten, ist Condor Dental berechtigt, einen Verzugszins von 7% p.a. ab abgelaufener Zahlungsfrist geltend zu machen.

### 11. Gerichtsstand/Anwendbares Recht

Vouvry ist das alleinige Erfüllungsort und den Gerichtsstand von Condor Dental. Alle Vereinbarungen und Verträge von Condor Dental unterliegen dem schweizerischem Recht, auch wenn der Käufer im Ausland domiziliert sein sollte.

Diese Bedingungen sind Ab 1. Oktober 2017 gültig

